

SINCE 1889



研究を変える創造空間



Lab Scape System



研究テーマに合わせて 進化する 実験台

研究テーマに最適な組み合わせを実現する優れた拡張性と柔軟性。

さまざまな機能を実現する研究空間と一体化するフレーム構造。

研究者の求めるあらゆる機能を満たすLSSシリーズ実験台。



ヤマト科学株式会社

研究を変える、ラボ空間を創造する

Lab Scape System

魅力的で最適な研究空間を創造し、研究活動を躍動させる新しい研究室構築システム。研究に必要なさまざまな理科学機器・分析機器が実験台を中心につながり、作業動線設計に基づく合理的で拡張性に優れた空間を創造し、研究者一人ひとりの研究マインドを高め自由なイメージーションを引出します。さらにスピード感の求められる現代の多種多様な研究に、優れた作業性と高い生産性をもたらします。

研究を変える LSS シリーズ実験台 Lab Scape System。



研究テーマに合わせて 研究空間を創造する

理科学・分析機器の総合メーカーだからこそできる、計算された研究に最適な作業動線設計とムダのない空間設計。モジュール化されたユニットとパネルシステムによる、研究の活性化を後押しするゾーニングを実現。

理科学機器との 連携性

各種ユーティリティを実験台内部に収納し、広い作業スペースと足もと空間を創出し、実験に必要なさまざまな理科学機器の設置を可能にします。



研究空間を自由に変える、研究の幅を広げる。 豊富な製品バリエーション

モジュール化したユニット構成により、多種多様な研究に最適なワークスペースを確保。研究者が求める作業性と生産性を満たす作業動線と理科学機器と実験台の融合により、理想的な研究環境を実現します。

Lab Scape System 製品紹介動画
スマートフォンなどでご覧ください。



Lab Scape System シリーズラインアップ

	LS-B	LU-B	LP-B	LT-B	LS	LP	LT
拡張性	○	○	○	○			
耐荷重	200kg	○			○		
	100kg		○	○		○	○
収納機能	カート	○	○		○	○	
	キャビネット	○		○			○
材質	スチール製	○			○		
	スチール/木製		○	○		○	
	木製						○
ユニット構成	スチール製 カート収納 パネル連結	スチール製 キャビネット収納 パネル連結	スチールフレーム/木製 カート収納 パネル連結	木製 キャビネット収納 パネル連結	スチール製 カート収納	スチールフレーム/木製 カート収納	木製 キャビネット収納

本カタログでは「LS-B/LU-B/LP-B/LT-B/LSシリーズ」をご紹介します。

「LS-B/LU-B/LP-B/LT-Bシリーズ」は、実験台としてお使いいただけるだけでなく、多機能パネルと組み合わせることで研究空間を自由にレイアウトすることが可能です。

研究を変える、ラボ空間を創造する

LAB Landscape Design

従来のオープンラボ、大部屋な研究室を Lab Scape System で構成することで、大規模な工事を行うことなく研究空間を自由にアレンジいただけます。

オープンプラン

実験台を直線的で幾何学的なレイアウトとし、研究に集中できる環境を作るとともに、コミュニケーションにも配慮したレイアウトプランです。



お客様のご要望に合わせたレイアウトをご提案させて

Fusion

理科学機器と実験台をつなぐ
高い融合性

Utility

研究に最適な空間を創り出す
優れた空間拡張性



Imagination

研究者の自由な発想を引き出す
広がる創造性

コンビネーションプラン

個人エリアと共創エリアを組み合わせた形のレイアウトプランです。

実験台のモジュール化がパーティションとの一体化を実現し、異なる用途の空間を同一室内に創り出します。



いただきますので、お気軽にお問い合わせください。

研究の視野と幅を広げる、多彩な拡張機能



QRコードが付いているものは紹介動画を用意しております。スマートフォンなどをご覧ください。

研究をサポートする各種パネルシステム



① ユーティリティパネル オプション

LED 照明やコンセントなど、さまざまなユーティリティで実験機能を拡張し、研究をサポートする。



② ユーティリティポスト オプション

電気配線や給水配管などを一か所に集約することで、配線・配管工事のしやすさと、研究空間の快適な居住性を実現。



③ 高耐震間仕切 オプション

天井と床をつなぐ部材を連結する高耐震間仕切と組み合わせることで、災害時などの機器の転倒防止対策が可能。

作業性と生産性をあげる



④ ソフトクローザー仕様

ドアや引出しがゆっくりと閉まり、振動や衝撃音を吸収することで、安心して快適な実験を実現する。
※スチール製は除く



⑤ フラットな作業面

各種ユーティリティを実験台内部に収納、作業面をオールフラットにすることで、広く使い勝手の良い作業面を実現する。

研究の安全性をより高める



⑥ ラッチ付き引出し

地震など急な揺れ・振動による、引出しの飛び出しをロック機構で防止する。※木製は除く



⑦ ストッパー付きカート

不意に力がかかった場合、ストッパー機能によりカートの飛び出しを防止する。



⑧ スムーズダウンキャビネット オプション

戸棚・棚ユニット部を昇降式のスムーズダウンキャビネットに変更することも可能。

研究者に細かな気配りを届ける



⑨ ステップスクリーン オプション

フレームユニットの足もとに化粧パネルやスクリーンパネルを組み込み、意匠性やエチケット機能を向上させる。



⑩ 多機能モジュール オプション

可動式ホワイトボードやレール式ラックなど、さまざまな機能を拡張することも可能。

実験台の上・下形状を選ぶ

パーティション、多機能パネルと組み合わせて研究空間をレイアウトするだけでなく、各種ユーティリティの取付、配管スペースとしてもご利用いただけます。

上台バリエーション

シリーズ別に複数の形状からご選定いただけます。



画像は間口3000mmのイメージです。



B フレームユニット

収納棚/アルミシェルフ等実験機能の拡張を可能にするフレームです。また、各種ユーティリティの取付、配管スペースとしてもご利用いただけます。



C アルミシェルフユニット

研究備品の一次保管に最適なユニットです。落下防止パイプが可動式のため、作業性も向上しました。(特許出願申請中)



D 収納戸棚ユニット

フレームユニットに収納戸棚を組み合わせた形状です。収納戸棚はラッチ付ですので、安心してご利用いただけます。



E 収納戸棚+アルミシェルフユニット

収納戸棚とアルミシェルフを両方備えた収納性に優れたユニットです。




F 収納棚ユニット

オープンタイプの収納棚を備えたユニットです。落下防止パイプは取り外すことも可能です。

下台バリエーション

シリーズのタイプ別に複数の形状からご選定いただけます。

◎ フレームタイプ



画像は間口3000mmのイメージです。

- 収納機能がカートの場合のバリエーションです。



吊引出し



吊引出し+カート



カート LP-B のみ

◎ キャビネットタイプ



画像は間口3000mmのイメージです。

- 収納機能がキャビネットの場合のバリエーションです。



ケコミ(開き+引出し)



フラット(開き)



ケコミ(開き)

サイド実験台なら、さらに下台のバリエーションが豊か！

LT-B

フラット(開き)



画像は間口1200mmのイメージです。

ケコミ(開き)



画像は間口1200mmのイメージです。

フラット(引出し/開き)



画像は間口1200mmのイメージです。

ケコミ(引出し/開き)



画像は間口1500mmのイメージです。

ケコミ(開き/引出し)



画像は間口1500mmのイメージです。

フラット(引出し)



画像は間口1200mmのイメージです。

フラット(開き+引出し)



画像は間口2400mmのイメージです。

ケコミ(開き+引出し)



画像は間口2400mmのイメージです。

安心・安全のパネルユニット

新しい発想から生まれた、 高耐震間仕切 シンクロン Synchron

震度7※クラスの揺れで検証した

※ 東日本大震災で震度7を観測したKik-net芳賀波や熊本地震の益城波による加振試験で損傷がありませんでした。

大学との研究実験で実効性を確認

大学との共同開発により、大地震の地震波による実験を繰り返し、実効性の高いシステムを開発しました。




実験結果①

パーティション強度の向上


地震波を用いた加振実験、強度を計測する静加力実験、「つながりジョイント」部の接合強度実験をくり返し行うことで、これまでのスチールパーティションと比較し、大幅な強度と粘り強さを実現。大地震でも安全を保てる強度を確保しました。

対策前のスチールパーティションの復元力特性



パーティションのみでは、大地震で加わる地震力より強度が下回ることが明らかになりました。

シンクロンスチールパーティションの復元力特性




シンクロンは、大地震で加わる地震力より大きな強度と高い変形追随性を発揮し、大地震に耐えることが確認できました。

実験結果②

天井の揺れを抑制


パーティションの強度を上げ、更に天井、床までつなぐことで、吊り天井の揺れを大きく抑制する効果があることが明らかになりました。



“つながって、支え合う”という新発想


■主に天井の揺れが原因で倒壊

パーティションは天井に支えられています。大地震になると一般の天井はブランコのように揺れるため、笠木(天井レール)に取り付けられたパネルや柱が外れ、パーティションはバラバラに倒壊する可能性があります。




■パーティションと天井の関係性に着目

あたかもラグビーのスクラムのように、パーティションと天井が相互に「つながる」ことで支え合い、最大限の強度を発揮する耐震システムを開発しました。



■強さを生み出す、新開発の“つながりジョイント”

耐震実験をくり返し、形状や板厚・材質を最適化した「つながりジョイント」。この小さな部品を、パーティションに適正設置することで、しなやかな強度が生まれます。



BCP対策に貢献“命と財産を守る”

「人命の安全確保」「避難経路の安全確保」「室内空間の被害軽減」の実現により、従業員の命を守り、企業の早期復旧に貢献します。

パーティション損傷のメカニズムとシンクロンの効果


1. パネルの転倒・落下

パネルの転倒・落下は人命被害への影響大。
避難通路を塞いでしまい逃げ遅れの原因にも。



原因：天井の浮き上がり

15mm以上浮き上がると転倒の恐れあり



効果

30mm以上の
浮き上がり発生

10mm以下に
抑制


2. ズレによる破損

最も頻出する被害がズレによる破損。
ポールやパネルが飛び出し危険な状態に。



原因：パネルの横滑り

震度6強以上になると発生の恐れあり



効果

30～70mmの
横滑り発生


横滑り
発生なし

耐震検証は実際に使われる環境の天井や床の構造と同じ条件で実施！

3次元加振実験 天井・床も施工した検証



実験の揺れが
伝わりやすい
検証方法



吊り天井：グリッドシステム天井

床：カーペット+OAフロア



耐震実験映像
公開中！



不燃パーティション

安心・安全のパネルユニット

確かな性能と充実した機能

不燃性能

パネルをはじめ主な部材は、スチールや石膏ボード、アルミなどの不燃材料で構成しています。パネルは不燃材料の個別認定を受けていますので、内装制限の適用を受ける場所でもご使用いただけます。



国土交通大臣認定
不燃材料 NM-3212

衝撃性能


JIS A6512(可動間仕切)に基づき、衝撃試験を実施しています。



遮音性能

スチールと石膏ボードの複合パネルを表裏2枚使用した中空二重構造で、優れた遮音性を発揮します。

音響透過損失試験データ



■試験体

○ C.P.タイプ(標準仕様)

● C.P.タイプ(グラスウール充填仕様)

■試験体の設置：音源室側および受音室より、試験開口と試料の間は油粘土で処理した。

■測定年月日：平成28年1月28日(標準仕様)

平成28年1月28日(グラスウール充填仕様)

■試験機関：東京都立産業技術研究センター


■試験方法：JIS A1416に準拠

注)上記のデータは、試験場において計測したデータですので、現場における施工後の遮音性能については、施工状況(部屋の構造、内装仕上げ状態、設備との取り合い等々)によって変化します。

吸音性能

反響音対策が必要な場所に使用する吸音パネルをご用意しました。標準のパネルと取り付け方法は共通で、施工後に吸音機能が必要になった場合でも簡単にパネルの変更ができます。

吸音率試験データ



— CAPS/パネル

■試験体：吸音パネル(穴あき鋼板+グラスウールボード)

■試験体の設置：試料表面と床面を平行に設置

■測定年月日：平成28年3月17日

■試験機関：石川県工業試験場

■試験方法：JIS A1409に準拠

注)上記のデータは、試験場において計測したデータです。

断熱性能


中空部の空気層により断熱効果を発揮します。この中空部にグラスウールを充填することで、さらに性能を高めることができます。壁面の断熱性を考慮した合理的な空調設計が、省エネルギーと冷・暖房費削減を可能にします。

■熱貫流率(参考計算値)

グラスウール充填仕様 0.639W/m²·K
(t50 40kg/m³)


パネルバリエーション

視線の遮断、採光の必要度合いに応じて使い分けできるタイプをご用意しています。
一部をアレンジしたり、壁面への要求機能に応じた各種仕様がご要望により可能です。
バリエーションの■色部はガラス製になります。



ドアバリエーション

ドアハンドルや窓、ガラス寸法のご指定が可能です。お問い合わせください。
バリエーションの■色部はガラス製になります。




カラーバリエーション

デザインイメージに合わせたカラーオーダーが可能です。
パネルは、表裏別々に色や仕上げ方法を変えることも出来ます。

ベーシックカラー



アクセントカラー



シリーズを選ぶ

シリーズ		LS-B series		LU-B series	
イメージ図		P.22～ 		P.28～ 	
拡張性		多機能パネルと連結可		多機能パネルと連結可	
耐荷重	200kg	●		●	
	100kg	—		—	
収納機能	カート	●		—	
	キャビネット	—		●	
材質	スチール製	●		●	
	スチール+木製	—		—	
甲板	トレスパ20mm厚 (標準色:黒)	●		●	
	ケミトップ20mm仕上げ (標準色:黒)	—		—	
パネル	スチール	—		●	
	耐水パーティクルボード (防湿シート貼り)F☆☆☆☆	—		—	
連結 フレーム	スチール	●		—	
	スチールパイプ	—		—	
ケンドン / 背板	スチール	●		●	
	化粧紙貼りMDF	—		—	
フサギ板	スチール	—		●	
	耐水パーティクルボード (防湿シート貼り)F☆☆☆☆	—		—	
引出し		スチール製、 取手:ABS樹脂、ラッチ付き		スチール製、 取手:ABS樹脂、ラッチ付き	
ユーティリティパネル		○ ☐ オプション		○ ☐ オプション	
ユーティリティポスト		○ ☐ オプション		○ ☐ オプション	
高耐震間仕切		○ ☐ オプション		○ ☐ オプション	
スムーズダウンキャビネット		○ ☐ オプション		○ ☐ オプション	
ステップスクリーン		○ ☐ オプション		○ ☐ オプション	
多機能モジュール		○ ☐ オプション		○ ☐ オプション	
LED照明		○ ☐ オプション		○ ☐ オプション	
ラッチ		● (標準)		● (標準)	
実験台		中央	サイド	中央	サイド
上 台 バ リ エ ー シ ョ ン	■ ベース	LSCA□-□6T-BA	LSFA□-□9T-BA	LUC□-□6T-BA	LUF□-□9T-BA
	■ フレーム	LSCA□-□6T-BB	LSFA□-□9T-BB	LUC□-□6T-BB	LUF□-□9T-BB
	■ アルミシェルフ	LSCA□-□6T-BC	LSFA□-□9T-BC	LUC□-□6T-BC	LUF□-□9T-BC
	■ 収納戸棚	LSCA□-□6T-BD	LSFA□-□9T-BD	LUC□-□6T-BD	LUF□-□9T-BD
	■ 収納戸棚+アルミシェルフ	LSCA□-□6T-BE	LSFA□-□9T-BE	LUC□-□6T-BE	LUF□-□9T-BE
	■ 収納棚	LSCA□-□6T-BF	LSFA□-□9T-BF	LUC□-□6T-BF	LUF□-□9T-BF

LP-B series

P.32～



多機能パネルと連結可

—
●
●
—
—
●
—
●
—
●
—
●
—
●
—
●
—
●

前板:パーティクルボード、
側板および先板:樹脂シート貼りパーティクルボード、
底板:化粧紙貼り MDF、取手:ABS樹脂、
スライドレール(ソフトクローザー仕様)

☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション

LT-B series

P.36～



多機能パネルと連結可

—
●
—
●
—
●
—
●
—
●
—
●
—
●
—
●
—
●

前板:耐水パーティクルボード(防湿シート貼り)、
側板および先板:樹脂シート貼りパーティクルボード、
底板:化粧紙貼り MDF、取手:ABS樹脂、
スライドレール(ソフトクローザー仕様)

☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション
☐ オプション

LS series

P.40～



—

●
—
●
—
●
—
●
—
●
—
●
—
●
—
●
—
●

スチール製、
取手:ABS樹脂、ラッチ付き

—
—
—
—
—
—
—
☐ オプション
● (標準)

中央	サイド	中央	サイド	中央	サイド
LPCA□-□6CB-BA	LPFA□-□9CB-BA	LTC□-□6CB-BA	LTF□-□9CB-BA	LSCA□-□5T	LSFA□-□7T
LPCA□-□6CB-BB	LPFA□-□9CB-BB	LTC□-□6CB-BB	LTF□-□9CB-BB	LSCB□-□5T	LSFB□-□7T
LPCA□-□6CB-BC	LPFA□-□9CB-BC	LTC□-□6CB-BC	LTF□-□9CB-BC	LSCC□-□5T	
LPCA□-□6CB-BD	LPFA□-□9CB-BD	LTC□-□6CB-BD	LTF□-□9CB-BD	LSCE□-□5T	
LPCA□-□6CB-BE	LPFA□-□9CB-BE	LTC□-□6CB-BE	LTF□-□9CB-BE		
LPCA□-□6CB-BF	LPFA□-□9CB-BF	LTC□-□6CB-BF	LTF□-□9CB-BF		

LS-B/LU-Bシリーズの特徴

LS-B LU-B

研究テーマに最適な組み合わせを実現する、優れた拡張性と柔軟性
さまざまな機能を実現し、研究空間と一体化するフレーム構造
研究者の求めるあらゆる機能を満たします

オールスチール製の新実験台

スチールには耐薬品性に優れた粉体塗装仕上げを採用しているため、安心してお使いいただけます。耐荷重200kg/スパンのため、研究内容の幅が広がります。細部にまでこだわりぬいた造形と意匠。ヤマト科学が自信を持って提供する、安全性と拡張性を備えたフラッグシップモデルです。



アルミシェルフ落下防止パイプ (-BC、BEモデル)

LS-B LU-B

アルミシェルフの落下防止パイプは可動させることができます。研究備品の出し入れの際の作業性が向上しました。(特許出願申請中)



動画はこちら



ラッチ付引出し、開き戸

LS-B LU-B

地震など急な揺れ・振動による、引出し、開き戸の飛び出しをロック機構で防止します。



動画はこちら



ストッパー付カート (LS-Bシリーズ)

LS-B

不意に力がかかった場合、ストッパー機能によりカートの飛び出しを防止します。



各部の特徴

1 豊富な上台バリエーション

6種類の上台バリエーションを準備しておりますので、用途に合わせてご選定いただけます。

2 甲板

甲板には実験台用無垢甲板のトレスパ20mm厚を標準採用し、スタイリッシュな形状を実現しました。

3 ソフトクローザー（オプション）

開き戸や引出しがゆっくりと閉まり、振動や衝撃音を吸収することで、安心して快適な実験を実現します。

4 下台形状（LU-Bシリーズ）


下部につま先が入る形状になっているため、実験台に近づいて作業できます。

5 棚板


キャビネットタイプの開き戸、カートユニット（開き戸タイプ）内の棚板は標準仕様です。

6 各種オプション

実験内容や収納方法に合わせて、各種オプションをお選びいただけます。



LS-Bシリーズ
LSCA3-306T-BE



LU-Bシリーズ
LUCB-306T-BE


標準仕様

	LS-Bシリーズ	LU-Bシリーズ
甲板	トレスパ20mm厚（標準色：黒）	
本体	スチール製、粉体塗装仕上げ	
吊引出し/引出し	スチール製、粉体塗装仕上げ 取手：ABS樹脂 ラッチ付き	
開き戸	—	スチール製、 粉体塗装仕上げ 取手：ABS樹脂 ラッチ付き
ベース/フレーム/収納戸 棚/収納棚ユニット	スチール製、粉体塗装仕上げ	
アルミシェルフユニット	スチール製、粉体塗装仕上げ アルミニウム	
耐荷重	本体：200kg/ スパン 引出し：15kg/ 杯	

カートユニット仕様

本体	スチール製、粉体塗装仕上げ
引出し	スチール製、粉体塗装仕上げ ラッチ付き、スライドレール
開き戸	スチール製、粉体塗装仕上げ ラッチ付き
取手	ABS樹脂
耐荷重	本体：25kg 可動棚15kg/ 段 引出し：15kg/ 杯 引出し（深）：25kg/ 杯

型式表記について



吊引出し/カートユニット (LS-Bシリーズのみ)

- 標準形
- 2 : 吊引出し付き
- 3 : 吊引出し+カート付き

上台形状

- BA: ベースユニット
- BB: フレームユニット
- BC: アルミシェルフユニット
- BD: 収納戸棚ユニット
- BE: 収納戸棚+アルミシェルフユニット
- BF: 収納棚ユニット

LP-B/LT-Bシリーズの特徴

LP-B LT-B

耐水性能を追求したLP/LTシリーズ実験台と優れた拡張性と柔軟性

さまざまな機能を実現し、研究空間と一体化するフレーム構造を組み合わせた実験台

さらに水対策を強化した安心の新実験台

ヤマト科学の木製実験台ではスタンダードとなった、水に強い耐水パーティクルボードを採用。更にLP-B/LT-Bシリーズでは表面に防湿シートを追加し、水対策をグレードアップさせました。

安心の耐水パーティクルボード (F☆☆☆☆)を採用

本体の主材には、JIS(日本工業規格)で規定されている、耐水性評価方法の区分で建築下地(床、壁、野地)、造作部材などに使用される、耐水1(Mタイプ)のパーティクルボードを採用いたしました。水に浸した際の曲げ強さ、膨張率試験をクリアした材質ですので、安心してご使用いただけます。

区分	記号	耐水性評価方法			主な用途 (参考)
		湿潤時曲げ試験		吸水厚さ 膨張率	
		A試験	B試験		
普通 (Uタイプ)	REG (U)	-	-	-	家具、キャビネットなど
耐水1 (Mタイプ)	MR1 (M)	○	-	○	建築下地(床、壁、野地)、 造作部材など
耐水2 (Pタイプ)	MR2 (P)	-	○	○	高い耐水性が求められる建築下地 (床、壁、野地)、造作部材など

好評だったオプションを標準装備。静音性と安全性を強化！

引出しには、静音式のソフトクローザーを標準装備することで、使い易さと耐久性を向上させています。また、ゆっくりと閉まることで指を挟む危険性を減少させるなど安全面にも考慮しています。更にレールを引出し下部に取り付けるタイプを採用することで従来の引出し側面に取り付けるタイプで悩まされていた埃溜まりを防ぐことができ、清潔な環境を保ちます。

ソフトクローザーの紹介動画
スマートフォンなどでご覧ください。



アルミシェルフ落下防止パイプ (-BC、BEモデル)

LP-B LT-B

アルミシェルフの落下防止パイプは可動させることができます。研究備品の出し入れの際の作業性が向上しました。(特許出願申請中)



動画はこちら



ストッパー付カート (LP-Bシリーズ)

LP-B

不意に力がかかった場合、ストッパー機能によりカートの飛び出しを防止します。



各部の特徴

1 豊富な上台バリエーション

6種類の上台バリエーションを準備しておりますので、用途に合わせてご選定いただけます。

2 甲板

甲板には20mm厚のケミトップ(色調:黒)を標準採用し、スタイリッシュな形状を実現しました。

3 ソフトクローザー

開き戸や引出しがゆっくりと閉まり、振動や衝撃音を吸収することで、安心して快適な実験を実現します。

4 ラッチ付引出し、開き戸 (オプション)

地震など急な揺れ・振動による、引出し、開き戸の飛び出しをロック機構で防止します。

5 下台形状 (LT-Bシリーズ)

下部につま先が入る形状になっているため、実験台に近づいて作業できます。

6 棚板 (オプション)


キャビネットタイプの開き戸、カートユニット(開き戸タイプ)内の棚板はオプションです。

7 各種オプション

実験内容や収納方法に合わせて、各種オプションをお選びいただけます。



LP-Bシリーズ
LPCA4-306CB-BE



LT-Bシリーズ
LTCA-306CB-BF


標準仕様

	LP-Bシリーズ	LT-Bシリーズ
甲板	ケミトップ20mm仕上げ(標準色:黒)	
サイド/連結フレーム	スチール製、塗装仕上げ	—
本体/パネル/フサギ板	耐水パーティクルボード(防湿シート貼り)F☆☆☆☆	—
ケンドン	化粧紙貼りMDF	—
背板	—	化粧紙貼りMDF
吊引出し	前板:パーティクルボード、側板および先板:樹脂シート貼りパーティクルボード、底板:化粧紙貼りMDF、取手:ABS樹脂、スライドレール(ソフトクローザー仕様)	—
引出し	—	前板:耐水パーティクルボード(防湿シート貼り)F☆☆☆☆、側板および先板:樹脂シート貼りパーティクルボード、底板:化粧紙貼りMDF、取手:ABS樹脂、スライドレール(ソフトクローザー仕様)
ベース/フレームユニット	スチール製、粉体塗装仕上げ	
アルミシェルフユニット	スチール製、粉体塗装仕上げ、アルミニウム	
収納戸棚ユニット	耐水パーティクルボード(防湿シート貼り)F☆☆☆☆	
収納棚ユニット	パーティクルボード	
耐荷重	本体:100kg/スパン 吊引出し:15kg/杯	本体:100kg/m ² 引出し:15kg/杯

カートユニット仕様

本体	耐水パーティクルボード(防湿シート貼り)F☆☆☆☆
引出し	前板:耐水パーティクルボード(防湿シート貼り)F☆☆☆☆、側板および先板:樹脂シート貼りパーティクルボード、底板:化粧紙貼りMDF、スライドレール(ソフトクローザー仕様)
開き戸	耐水パーティクルボード(防湿シート貼り)F☆☆☆☆、ソフトクローザー仕様
取手	ABS樹脂
耐荷重	本体:20kg、引出し:15kg/杯

型式表記について



吊引出し/カートユニット (LP-Bシリーズのみ)

- 標準形
- 2: カート付き
- 3: 吊引出し付き
- 4: 吊引出し+カート付き

上台形状

- BA: ベースユニット
- BB: フレームユニット
- BC: アルミシェルフユニット
- BD: 収納戸棚ユニット
- BE: 収納戸棚+アルミシェルフユニット
- BF: 収納棚ユニット

LSシリーズの特徴

LS

安全性と拡張性を備えたコストパフォーマンスの高いスチール実験台



LSシリーズ
LSCA3-306T-BE

標準仕様

	LSシリーズ
甲板	トレスパ20mm厚(標準色:黒)
本体	スチール製、粉体塗装仕上げ
引出し	スチール製、粉体塗装仕上げ 取手:ABS樹脂 ラッチ付き
試薬棚	スチール製、粉体塗装仕上げ
流し台	スチール製、粉体塗装仕上げ 流し:ステンレスシンク 水栓:3方口化学水栓
耐荷重	本体:200kg/スパン 引出し:15kg/杯

カートユニット仕様

本体	スチール製、粉体塗装仕上げ
引出し	スチール製、粉体塗装仕上げ ラッチ付き、スライドレール
開き戸	スチール製、粉体塗装仕上げ ラッチ付き
取手	ABS樹脂
耐荷重	本体:25kg 可動棚15kg/段 引出し:15kg/杯 引出し(深):25kg/杯

各部の特徴

1 甲板

甲板には実験台用無垢甲板のトレスパ20mm厚を標準採用し、スタイリッシュな形状を実現しました。

2 ラッチ付引出し、開き戸

地震など急な揺れ・振動による、引出し、開き戸の飛び出しをロック機構で防止します。



3 ソフトクローザー (オプション)

開き戸や引出しがゆっくりと閉まり、振動や衝撃音を吸収することで、安心で快適な実験を実現します。

4 床面固定金具

安全性の向上を図るため、床面固定金具を標準装備しました。



5 棚板

カートユニット(開き戸タイプ)内の棚板は標準仕様です。

6 各種オプション


実験内容や収納方法に合わせて、各種オプションをお選びいただけます。

LSシリーズラインアップ



型式表記について

(例) LSCA2-305T



各シリーズには、中央実験台とサイド実験台があります。また、それぞれに上台・下台の形状バリエーションや、間口方向のサイズバリエーションを基本プランとしてご用意しています。組み合わせごとに型式・商品コードを設けておりますので、お気に入りの製品をお選びください。

カタログの見方

シリーズ

タイプ・名称
型式・型式例

寸法図

対応シリーズ

上台イメージ

型式/商品
コード表 [上から]

LS-B

中央実験台

総重量 100kg キャビネットタイプ 標準300mm ステンレス製
間口幅 2000mm カートタイプ 1800mm ステンレス製

間口: 1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式 **LSCA□-□6T-BA** 奥行: 1650mm
高さ: 850mm

*カートユニットはLS-BN-4C・2, LS-BN-6C・2を付属。

LS-B

ステンレス製
耐荷重100kg

画像は間口3000mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
甲板のみ	LSCA-126T-BA A004315	LSCA-156T-BA A004316	LSCA-186T-BA A004317	LSCA-246T-BA A004318	LSCA-306T-BA A004319	LSCA-366T-BA A004320
下台形状 吊引出し	LSCA2-126T-BA A004321	LSCA2-156T-BA A004322	LSCA2-186T-BA A004323	LSCA2-246T-BA A004324	LSCA2-306T-BA A004325	LSCA2-366T-BA A004326
吊引出し+カート	LSCA3-126T-BA A004327	LSCA3-156T-BA A004328	LSCA3-186T-BA A004329	LSCA3-246T-BA A004330	LSCA3-306T-BA A004331	LSCA3-366T-BA A004332

共通特長

奥行・高さ

イメージ写真

間口バリエーション

注釈

イメージ写真の
対象モデル

①下台バリエーション(LS-Bシリーズの場合)



②間口バリエーション

*特注サイズの受注も承ります。お気軽にご相談ください。

その他

LS-B、LU-B、LSシリーズの標準甲板はトレスパ(黒)、LP-B、LT-Bシリーズの標準甲板はケミトップ(黒)になります。標準甲板以外のバリエーション(種類、色)、耐薬品性、分割図に関しましては本カタログP.56, 57をご参照願います。

→ 詳細はP.56-57へ。

*本カタログのイメージ写真の色は、現品と多少異なる場合があります。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品写真はイメージです。

納期について

納期については、その都度ご確認ください。

ベースユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式 **LSCA□-□6T-BA**




奥行:1650mm

高さ:850mm


●カートユニットはLSUN-4C×2、LSUN-6C×2を付属。

LSCA3型寸法図 (mm)


126T




156T/186T




246T



306T/366T



側面図



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSCA-126T-BA A004315	LSCA-156T-BA A004316	LSCA-186T-BA A004317	LSCA-246T-BA A004318	LSCA-306T-BA A004319	LSCA-366T-BA A004320
	吊引出し	LSCA2-126T-BA A004321	LSCA2-156T-BA A004322	LSCA2-186T-BA A004323	LSCA2-246T-BA A004324	LSCA2-306T-BA A004325	LSCA2-366T-BA A004326
	吊引出し+カート	LSCA3-126T-BA A004327	LSCA3-156T-BA A004328	LSCA3-186T-BA A004329	LSCA3-246T-BA A004330	LSCA3-306T-BA A004331	LSCA3-366T-BA A004332

フレームユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式 **LSCA□-□6T-BB**




奥行:1650mm

高さ:850(1900)mm


●カートユニットはLSUN-4C×2、LSUN-6C×2を付属。

LSCA3型寸法図 (mm)


126T




156T/186T




246T



306T/366T



側面図



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSCA-126T-BB A004333	LSCA-156T-BB A004334	LSCA-186T-BB A004335	LSCA-246T-BB A004336	LSCA-306T-BB A004337	LSCA-366T-BB A004338
	吊引出し	LSCA2-126T-BB A004339	LSCA2-156T-BB A004340	LSCA2-186T-BB A004341	LSCA2-246T-BB A004342	LSCA2-306T-BB A004343	LSCA2-366T-BB A004344
	吊引出し+カート	LSCA3-126T-BB A004345	LSCA3-156T-BB A004346	LSCA3-186T-BB A004347	LSCA3-246T-BB A004348	LSCA3-306T-BB A004349	LSCA3-366T-BB A004350

アルミシェルフユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式 **LSCA□-□6T-BC**




奥行:1650mm

高さ:850(1900)mm

●カートユニットはLSUN-4C×2、LSUN-6C×2を付属。

LSCA3型寸法図(mm)



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSCA-126T-BC A004351	LSCA-156T-BC A004352	LSCA-186T-BC A004353	LSCA-246T-BC A004354	LSCA-306T-BC A004355	LSCA-366T-BC A004356
	吊引出し	LSCA2-126T-BC A004357	LSCA2-156T-BC A004358	LSCA2-186T-BC A004359	LSCA2-246T-BC A004360	LSCA2-306T-BC A004361	LSCA2-366T-BC A004362
	吊引出し+カート	LSCA3-126T-BC A004363	LSCA3-156T-BC A004364	LSCA3-186T-BC A004365	LSCA3-246T-BC A004366	LSCA3-306T-BC A004367	LSCA3-366T-BC A004368

収納戸棚ユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式 **LSCA□-□6T-BD**




奥行:1650mm

高さ:850(1900)mm

●カートユニットはLSUN-4C×2、LSUN-6C×2を付属。

LSCA3型寸法図(mm)



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSCA-126T-BD A004369	LSCA-156T-BD A004370	LSCA-186T-BD A004371	LSCA-246T-BD A004372	LSCA-306T-BD A004373	LSCA-366T-BD A004374
	吊引出し	LSCA2-126T-BD A004375	LSCA2-156T-BD A004376	LSCA2-186T-BD A004377	LSCA2-246T-BD A004378	LSCA2-306T-BD A004379	LSCA2-366T-BD A004380
	吊引出し+カート	LSCA3-126T-BD A004381	LSCA3-156T-BD A004382	LSCA3-186T-BD A004383	LSCA3-246T-BD A004384	LSCA3-306T-BD A004385	LSCA3-366T-BD A004386

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品写真はイメージです。

収納戸棚+アルミシェルフユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式 **LSCA□-□6T-BE**



奥行:1650mm

高さ:850(1900)mm


●カートユニットはLSUN-4C×2、LSUN-6C×2を付属。

LSCA3型寸法図(mm)


126T/156T

126T型の吊引出しは片面2杯、

落下防止パイプは片面3本




186T




246T/306T

246T型の吊引出しは片面4杯、


落下防止パイプは片面6本



366T



側面図



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSCA-126T-BE A004387	LSCA-156T-BE A004388	LSCA-186T-BE A004389	LSCA-246T-BE A004390	LSCA-306T-BE A004391	LSCA-366T-BE A004392
	吊引出し	LSCA2-126T-BE A004393	LSCA2-156T-BE A004394	LSCA2-186T-BE A004395	LSCA2-246T-BE A004396	LSCA2-306T-BE A004397	LSCA2-366T-BE A004398
	吊引出し+カート	LSCA3-126T-BE A004399	LSCA3-156T-BE A004400	LSCA3-186T-BE A004401	LSCA3-246T-BE A004402	LSCA3-306T-BE A004403	LSCA3-366T-BE A004404

収納棚ユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式 **LSCA□-□6T-BF**




奥行:1650mm

高さ:850(1900)mm


●カートユニットはLSUN-4C×2、LSUN-6C×2を付属。

LSCA3型寸法図(mm)


126T




156T/186T




246T



306T/366T



側面図



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSCA-126T-BF A004405	LSCA-156T-BF A004406	LSCA-186T-BF A004407	LSCA-246T-BF A004408	LSCA-306T-BF A004409	LSCA-366T-BF A004410
	吊引出し	LSCA2-126T-BF A004411	LSCA2-156T-BF A004412	LSCA2-186T-BF A004413	LSCA2-246T-BF A004414	LSCA2-306T-BF A004415	LSCA2-366T-BF A004416
	吊引出し+カート	LSCA3-126T-BF A004417	LSCA3-156T-BF A004418	LSCA3-186T-BF A004419	LSCA3-246T-BF A004420	LSCA3-306T-BF A004421	LSCA3-366T-BF A004422

ベースユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm


型式 **LSFA□-□9T-BA**




奥行:900mm
高さ:850mm

●カートユニットはLSUN-4C×1、LSUN-6C×1を付属。


LSFA3型寸法図 (mm)



309T/369T



側面図



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSFA-129T-BA A004423	LSFA-159T-BA A004424	LSFA-189T-BA A004425	LSFA-249T-BA A004426	LSFA-309T-BA A004427	LSFA-369T-BA A004428
	吊引出し	LSFA2-129T-BA A004429	LSFA2-159T-BA A004430	LSFA2-189T-BA A004431	LSFA2-249T-BA A004432	LSFA2-309T-BA A004433	LSFA2-369T-BA A004434
	吊引出し+カート	LSFA3-129T-BA A004435	LSFA3-159T-BA A004436	LSFA3-189T-BA A004437	LSFA3-249T-BA A004438	LSFA3-309T-BA A004439	LSFA3-369T-BA A004440

フレームユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm


型式 **LSFA□-□9T-BB**




奥行:900mm
高さ:850(1900)mm

●カートユニットはLSUN-4C×1、LSUN-6C×1を付属。


LSFA3型寸法図 (mm)



309T/369T



側面図



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSFA-129T-BB A004441	LSFA-159T-BB A004442	LSFA-189T-BB A004443	LSFA-249T-BB A004444	LSFA-309T-BB A004445	LSFA-369T-BB A004446
	吊引出し	LSFA2-129T-BB A004447	LSFA2-159T-BB A004448	LSFA2-189T-BB A004449	LSFA2-249T-BB A004450	LSFA2-309T-BB A004451	LSFA2-369T-BB A004452
	吊引出し+カート	LSFA3-129T-BB A004453	LSFA3-159T-BB A004454	LSFA3-189T-BB A004455	LSFA3-249T-BB A004456	LSFA3-309T-BB A004457	LSFA3-369T-BB A004458

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品写真はイメージです。

アルミシェルフユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式 **LSFA□-□9T-BC**




奥行:900mm

高さ:850(1900)mm

●カートユニットはLSUN-4C×1、LSUN-6C×1を付属。

LSFA3型寸法図(mm)



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSFA-129T-BC A004459	LSFA-159T-BC A004460	LSFA-189T-BC A004461	LSFA-249T-BC A004462	LSFA-309T-BC A004463	LSFA-369T-BC A004464
	吊引出し	LSFA2-129T-BC A004465	LSFA2-159T-BC A004466	LSFA2-189T-BC A004467	LSFA2-249T-BC A004468	LSFA2-309T-BC A004469	LSFA2-369T-BC A004470
	吊引出し+カート	LSFA3-129T-BC A004471	LSFA3-159T-BC A004472	LSFA3-189T-BC A004473	LSFA3-249T-BC A004474	LSFA3-309T-BC A004475	LSFA3-369T-BC A004476

収納戸棚ユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式 **LSFA□-□9T-BD**




奥行:900mm

高さ:850(1900)mm

●カートユニットはLSUN-4C×1、LSUN-6C×1を付属。

LSFA3型寸法図(mm)



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSFA-129T-BD A004477	LSFA-159T-BD A004478	LSFA-189T-BD A004479	LSFA-249T-BD A004480	LSFA-309T-BD A004481	LSFA-369T-BD A004482
	吊引出し	LSFA2-129T-BD A004483	LSFA2-159T-BD A004484	LSFA2-189T-BD A004485	LSFA2-249T-BD A004486	LSFA2-309T-BD A004487	LSFA2-369T-BD A004488
	吊引出し+カート	LSFA3-129T-BD A004489	LSFA3-159T-BD A004490	LSFA3-189T-BD A004491	LSFA3-249T-BD A004492	LSFA3-309T-BD A004493	LSFA3-369T-BD A004494

収納戸棚+アルミシェルフユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式 **LSFA□-□9T-BE**




奥行:900mm

高さ:850(1900)mm

●カートユニットはLSUN-4C×1、LSUN-6C×1を付属。


LSFA3型寸法図(mm)

129T/159T
129T型の吊引出しは2杯、
落下防止パイプは3本



1200/1500


189T



1800


249T/309T

249T型の吊引出しは4杯、
落下防止パイプは6本




2400/3000

369T



3600

側面図



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSFA-129T-BE A004495	LSFA-159T-BE A004496	LSFA-189T-BE A004497	LSFA-249T-BE A004498	LSFA-309T-BE A004499	LSFA-369T-BE A004500
	吊引出し	LSFA2-129T-BE A004501	LSFA2-159T-BE A004502	LSFA2-189T-BE A004503	LSFA2-249T-BE A004504	LSFA2-309T-BE A004505	LSFA2-369T-BE A004506
	吊引出し+カート	LSFA3-129T-BE A004507	LSFA3-159T-BE A004508	LSFA3-189T-BE A004509	LSFA3-249T-BE A004510	LSFA3-309T-BE A004511	LSFA3-369T-BE A004512

収納棚ユニット型

LS-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式 **LSFA□-□9T-BF**




奥行:900mm

高さ:850(1900)mm

●カートユニットはLSUN-4C×1、LSUN-6C×1を付属。


LSFA3型寸法図(mm)

129T




1200

159T/189T




1500/1800

249T




2400

309T/369T



3000/3600

側面図



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LSFA-129T-BF A004513	LSFA-159T-BF A004514	LSFA-189T-BF A004515	LSFA-249T-BF A004516	LSFA-309T-BF A004517	LSFA-369T-BF A004518
	吊引出し	LSFA2-129T-BF A004519	LSFA2-159T-BF A004520	LSFA2-189T-BF A004521	LSFA2-249T-BF A004522	LSFA2-309T-BF A004523	LSFA2-369T-BF A004524
	吊引出し+カート	LSFA3-129T-BF A004525	LSFA3-159T-BF A004526	LSFA3-189T-BF A004527	LSFA3-249T-BF A004528	LSFA3-309T-BF A004529	LSFA3-369T-BF A004530

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品写真はイメージです。

ベースユニット型

LU-B

間口:1800・2400・3000・3600mm



型式

LUC□-□6T-BA



奥行:1650mm

高さ:850mm



画像は間口3000mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
フラット			LUCA-186T-BA A004531	LUCA-246T-BA A004532	LUCA-306T-BA A004533	LUCA-366T-BA A004534
引出し+開き			LUCB-186T-BA A004535	LUCB-246T-BA A004536	LUCB-306T-BA A004537	LUCB-366T-BA A004538

フレームユニット型

LU-B

間口:1800・2400・3000・3600mm


型式

LUC□-□6T-BB



奥行:1650mm

高さ:850(1900)mm



画像は間口3000mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
フラット			LUCA-186T-BB A004539	LUCA-246T-BB A004540	LUCA-306T-BB A004541	LUCA-366T-BB A004542
引出し+開き			LUCB-186T-BB A004543	LUCB-246T-BB A004544	LUCB-306T-BB A004545	LUCB-366T-BB A004546

アルミシェルフユニット型

LU-B

間口:1800・2400・3000・3600mm


型式

LUC□-□6T-BC



奥行:1650mm

高さ:850(1900)mm



画像は間口3000mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
フラット			LUCA-186T-BC A004547	LUCA-246T-BC A004548	LUCA-306T-BC A004549	LUCA-366T-BC A004550
引出し+開き			LUCB-186T-BC A004551	LUCB-246T-BC A004552	LUCB-306T-BC A004553	LUCB-366T-BC A004554

収納戸棚ユニット型

LU-B


間口:1800・2400・3000・3600mm

型式 **LUC□-□6T-BD**



奥行:1650mm

高さ:850(1900)mm



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	フラット	—	—	LUCA-186T-BD A004555	LUCA-246T-BD A004556	LUCA-306T-BD A004557	LUCA-366T-BD A004558
	引出し+開き			LUCB-186T-BD A004559	LUCB-246T-BD A004560	LUCB-306T-BD A004561	LUCB-366T-BD A004562
	ケコミ						

収納戸棚+アルミシェルフユニット型

LU-B


間口:1800・2400・3000・3600mm

型式 **LUC□-□6T-BE**



奥行:1650mm

高さ:850(1900)mm



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	フラット	—	—	LUCA-186T-BE A004563	LUCA-246T-BE A004564	LUCA-306T-BE A004565	LUCA-366T-BE A004566
	引出し+開き			LUCB-186T-BE A004567	LUCB-246T-BE A004568	LUCB-306T-BE A004569	LUCB-366T-BE A004570
	ケコミ						

収納棚ユニット型

LU-B


間口:1800・2400・3000・3600mm

型式 **LUC□-□6T-BF**



奥行:1650mm

高さ:850(1900)mm



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	フラット	—	—	LUCA-186T-BF A004571	LUCA-246T-BF A004572	LUCA-306T-BF A004573	LUCA-366T-BF A004574
	引出し+開き			LUCB-186T-BF A004575	LUCB-246T-BF A004576	LUCB-306T-BF A004577	LUCB-366T-BF A004578
	ケコミ						

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品写真はイメージです。

ベースユニット型

LU-B



間口:1800・2400・3000・3600mm

型式 LUF□-□9T-BA



奥行:900mm

高さ:850mm



画像は間口3000mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
フラット 引出し+開き	—	—	LUG-189T-BA A004579	LUG-249T-BA A004580	LUG-309T-BA A004581	LUG-369T-BA A004582
ケコミ 引出し+開き	—	—	LUFH-189T-BA A004583	LUFH-249T-BA A004584	LUFH-309T-BA A004585	LUFH-369T-BA A004586

フレームユニット型

LU-B


間口:1800・2400・3000・3600mm

型式 LUF□-□9T-BB



奥行:900mm

高さ:850(1900)mm



画像は間口3000mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
フラット 引出し+開き	—	—	LUG-189T-BB A004587	LUG-249T-BB A004588	LUG-309T-BB A004589	LUG-369T-BB A004590
ケコミ 引出し+開き	—	—	LUFH-189T-BB A004591	LUFH-249T-BB A004592	LUFH-309T-BB A004593	LUFH-369T-BB A004594

アルミシェルフユニット型

LU-B


間口:1800・2400・3000・3600mm

型式 LUF□-□9T-BC



奥行:900mm

高さ:850(1900)mm



画像は間口3000mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
フラット 引出し+開き	—	—	LUG-189T-BC A004595	LUG-249T-BC A004596	LUG-309T-BC A004597	LUG-369T-BC A004598
ケコミ 引出し+開き	—	—	LUFH-189T-BC A004599	LUFH-249T-BC A004600	LUFH-309T-BC A004601	LUFH-369T-BC A004602

収納戸棚ユニット型

LU-B


間口:1800・2400・3000・3600mm

型式 **LUF□-□9T-BD**



奥行:900mm

高さ:850(1900)mm



画像は間口3000mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状						
フラット			LUGF-189T-BD A004603	LUGF-249T-BD A004604	LUGF-309T-BD A004605	LUGF-369T-BD A004606
引出し+開き			LUFH-189T-BD A004607	LUFH-249T-BD A004608	LUFH-309T-BD A004609	LUFH-369T-BD A004610

収納戸棚+アルミシェルフユニット型

LU-B


間口:1800・2400・3000・3600mm

型式 **LUF□-□9T-BE**



奥行:900mm

高さ:850(1900)mm



画像は間口3000mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状						
フラット			LUGF-189T-BE A004611	LUGF-249T-BE A004612	LUGF-309T-BE A004613	LUGF-369T-BE A004614
引出し+開き			LUFH-189T-BE A004615	LUFH-249T-BE A004616	LUFH-309T-BE A004617	LUFH-369T-BE A004618

収納棚ユニット型

LU-B


間口:1800・2400・3000・3600mm

型式 **LUF□-□9T-BF**



奥行:900mm

高さ:850(1900)mm



画像は間口3000mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状						
フラット			LUGF-189T-BF A004619	LUGF-249T-BF A004620	LUGF-309T-BF A004621	LUGF-369T-BF A004622
引出し+開き			LUFH-189T-BF A004623	LUFH-249T-BF A004624	LUFH-309T-BF A004625	LUFH-369T-BF A004626

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品写真はイメージです。

ベースユニット型

LP-B

間口:1800・2400・3000・3600mm

型式	LPCA□-□6CB-BA	奥行:1650mm 高さ:850mm	●カートユニットの開き戸内の棚板はオプションです。 ●カートユニットはLPUA-6×2、LPUE-6×2を付属。(吊引出しなしの場合) ●カートユニットはLPUA-5×2、LPUC-5×2を付属。(吊引出しありの場合)			
間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
甲板のみ	—	—	LPCA-186CB-BA A004627	LPCA-246CB-BA A004628	LPCA-306CB-BA A004629	LPCA-366CB-BA A004630
カート			LPCA2-186CB-BA A004631	LPCA2-246CB-BA A004632	LPCA2-306CB-BA A004633	LPCA2-366CB-BA A004634
吊引出し			LPCA3-186CB-BA A004635	LPCA3-246CB-BA A004636	LPCA3-306CB-BA A004637	LPCA3-366CB-BA A004638
吊引出し+カート			LPCA4-186CB-BA A004639	LPCA4-246CB-BA A004640	LPCA4-306CB-BA A004641	LPCA4-366CB-BA A004642

フレームユニット型

LP-B

間口:1800・2400・3000・3600mm

型式	LPCA□-□6CB-BB	奥行:1650mm 高さ:850(1900)mm	●カートユニットの開き戸内の棚板はオプションです。 ●カートユニットはLPUA-6×2、LPUE-6×2を付属。(吊引出しなしの場合) ●カートユニットはLPUA-5×2、LPUC-5×2を付属。(吊引出しありの場合)			
間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
甲板のみ	—	—	LPCA-186CB-BB A004643	LPCA-246CB-BB A004644	LPCA-306CB-BB A004645	LPCA-366CB-BB A004646
カート			LPCA2-186CB-BB A004647	LPCA2-246CB-BB A004648	LPCA2-306CB-BB A004649	LPCA2-366CB-BB A004650
吊引出し			LPCA3-186CB-BB A004651	LPCA3-246CB-BB A004652	LPCA3-306CB-BB A004653	LPCA3-366CB-BB A004654
吊引出し+カート			LPCA4-186CB-BB A004655	LPCA4-246CB-BB A004656	LPCA4-306CB-BB A004657	LPCA4-366CB-BB A004658

アルミシェルフユニット型

LP-B

間口:1800・2400・3000・3600mm

型式	LPCA□-□6CB-BC	奥行:1650mm 高さ:850(1900)mm	●カートユニットの開き戸内の棚板はオプションです。 ●カートユニットはLPUA-6×2、LPUE-6×2を付属。(吊引出しなしの場合) ●カートユニットはLPUA-5×2、LPUC-5×2を付属。(吊引出しありの場合)			
間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
甲板のみ	—	—	LPCA-186CB-BC A004659	LPCA-246CB-BC A004660	LPCA-306CB-BC A004661	LPCA-366CB-BC A004662
カート			LPCA2-186CB-BC A004663	LPCA2-246CB-BC A004664	LPCA2-306CB-BC A004665	LPCA2-366CB-BC A004666
吊引出し			LPCA3-186CB-BC A004667	LPCA3-246CB-BC A004668	LPCA3-306CB-BC A004669	LPCA3-366CB-BC A004670
吊引出し+カート			LPCA4-186CB-BC A004671	LPCA4-246CB-BC A004672	LPCA4-306CB-BC A004673	LPCA4-366CB-BC A004674

下台バリエーション



甲板のみ



カート



吊引出し



吊引出し+カート

画像は間口3000mmのイメージです。

ベースユニット型

LP-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式

LPFA□-□9CB-BA

奥行:900mm

高さ:850mm

●カートユニットの開き戸内の棚板はオプションです。

●カートユニットはLPUA-6×1、LPUE-6×1を付属。(吊引出しなしの場合)

●カートユニットはLPUA-5×1、LPUC-5×1を付属。(吊引出しありの場合)

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	LPFA-129CB-BA A004723	LPFA-159CB-BA A004724	LPFA-189CB-BA A004725	LPFA-249CB-BA A004726	LPFA-309CB-BA A004727	LPFA-369CB-BA A004728
	カート		LPFA2-159CB-BA A004729	LPFA2-189CB-BA A004730	LPFA2-249CB-BA A004731	LPFA2-309CB-BA A004732	LPFA2-369CB-BA A004733
	吊引出し	LPFA3-129CB-BA A004734	LPFA3-159CB-BA A004735	LPFA3-189CB-BA A004736	LPFA3-249CB-BA A004737	LPFA3-309CB-BA A004738	LPFA3-369CB-BA A004739
	吊引出し+カート		LPFA4-159CB-BA A004740	LPFA4-189CB-BA A004741	LPFA4-249CB-BA A004742	LPFA4-309CB-BA A004743	LPFA4-369CB-BA A004744

フレームユニット型

LP-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式

LPFA□-□9CB-BB

奥行:900mm

高さ:850(1900)mm

●カートユニットの開き戸内の棚板はオプションです。

●カートユニットはLPUA-6×1、LPUE-6×1を付属。(吊引出しなしの場合)

●カートユニットはLPUA-5×1、LPUC-5×1を付属。(吊引出しありの場合)

間口

1200mm

1500mm

1800mm

2400mm

3000mm

3600mm

甲板のみ

LPFA-129CB-BB
A004745

LPFA-159CB-BB
A004746

LPFA-189CB-BB
A004747

LPFA-249CB-BB
A004748

LPFA-309CB-BB
A004749

LPFA-369CB-BB
A004750

下台形状

カート

LPFA2-159CB-BB
A004751

LPFA2-189CB-BB
A004752

LPFA2-249CB-BB
A004753

LPFA2-309CB-BB
A004754

LPFA2-369CB-BB
A004755

吊引出し

LPFA3-129CB-BB
A004756

LPFA3-159CB-BB
A004757

LPFA3-189CB-BB
A004758

LPFA3-249CB-BB
A004759

LPFA3-309CB-BB
A004760

LPFA3-369CB-BB
A004761

吊引出し+カート

LPFA4-159CB-BB
A004762

LPFA4-189CB-BB
A004763

LPFA4-249CB-BB
A004764

LPFA4-309CB-BB
A004765

LPFA4-369CB-BB
A004766

アルミシェルフユニット型

LP-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式

LPFA□-□9CB-BC

奥行:900mm

高さ:850(1900)mm

●カートユニットの開き戸内の棚板はオプションです。

●カートユニットはLPUA-6×1、LPUE-6×1を付属。(吊引出しなしの場合)

●カートユニットはLPUA-5×1、LPUC-5×1を付属。(吊引出しありの場合)

間口

1200mm

1500mm

1800mm

2400mm

3000mm

3600mm

甲板のみ

LPFA-129CB-BC
A004767

LPFA-159CB-BC
A004768

LPFA-189CB-BC
A004769

LPFA-249CB-BC
A004770

LPFA-309CB-BC
A004771

LPFA-369CB-BC
A004772

下台形状

カート

LPFA2-159CB-BC
A004773

LPFA2-189CB-BC
A004774

LPFA2-249CB-BC
A004775

LPFA2-309CB-BC
A004776

LPFA2-369CB-BC
A004777

吊引出し

LPFA3-129CB-BC
A004778

LPFA3-159CB-BC
A004779

LPFA3-189CB-BC
A004780

LPFA3-249CB-BC
A004781

LPFA3-309CB-BC
A004782

LPFA3-369CB-BC
A004783

吊引出し+カート

LPFA4-159CB-BC
A004784

LPFA4-189CB-BC
A004785

LPFA4-249CB-BC
A004786

LPFA4-309CB-BC
A004787

LPFA4-369CB-BC
A004788

下台バリエーション



甲板のみ



カート



吊引出し



吊引出し+カート

画像は間口3000mmのイメージです。

ベースユニット型 LT-B

間口:1800・2400・3000・3600mm

型式	LTC□-□6CB-BA		奥行:1650mm	●開き戸内の棚板はオプションです。			
			高さ:850mm				
間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm	
下台形状	フラット 開き+引出し	—	—	LTCB-186CB-BA A004855	LTCB-246CB-BA A004856	LTCB-306CB-BA A004857	LTCB-366CB-BA A004858
	ケコミ 開き+引出し			LTCB-186CB-BA A004859	LTCB-246CB-BA A004860	LTCB-306CB-BA A004861	LTCB-366CB-BA A004862
	フラット 開き			LTCC-186CB-BA A004863	LTCC-246CB-BA A004864	LTCC-306CB-BA A004865	LTCC-366CB-BA A004866
	ケコミ 開き			LTCD-186CB-BA A004867	LTCD-246CB-BA A004868	LTCD-306CB-BA A004869	LTCD-366CB-BA A004870

フレームユニット型 LT-B

間口:1800・2400・3000・3600mm

型式	LTC□-□6CB-BB		奥行:1650mm	●開き戸内の棚板はオプションです。			
			高さ:850(1900)mm				
間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm	
下台形状	フラット 開き+引出し	—	—	LTCB-186CB-BB A004871	LTCB-246CB-BB A004872	LTCB-306CB-BB A004873	LTCB-366CB-BB A004874
	ケコミ 開き+引出し			LTCB-186CB-BB A004875	LTCB-246CB-BB A004876	LTCB-306CB-BB A004877	LTCB-366CB-BB A004878
	フラット 開き			LTCC-186CB-BB A004879	LTCC-246CB-BB A004880	LTCC-306CB-BB A004881	LTCC-366CB-BB A004882
	ケコミ 開き			LTCD-186CB-BB A004883	LTCD-246CB-BB A004884	LTCD-306CB-BB A004885	LTCD-366CB-BB A004886

アルミシェルフユニット型 LT-B

間口:1800・2400・3000・3600mm

型式	LTC□-□6CB-BC		奥行:1650mm	●開き戸内の棚板はオプションです。			
			高さ:850(1900)mm				
間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm	
下台形状	フラット 開き+引出し	—	—	LTCB-186CB-BC A004887	LTCB-246CB-BC A004888	LTCB-306CB-BC A004889	LTCB-366CB-BC A004890
	ケコミ 開き+引出し			LTCB-186CB-BC A004891	LTCB-246CB-BC A004892	LTCB-306CB-BC A004893	LTCB-366CB-BC A004894
	フラット 開き			LTCC-186CB-BC A004895	LTCC-246CB-BC A004896	LTCC-306CB-BC A004897	LTCC-366CB-BC A004898
	ケコミ 開き			LTCD-186CB-BC A004899	LTCD-246CB-BC A004900	LTCD-306CB-BC A004901	LTCD-366CB-BC A004902

下台バリエーション



フラット(開き+引出し)



ケコミ(開き+引出し)



フラット(開き)



ケコミ(開き)

画像はすべて間口3000mmのイメージです。

収納戸棚ユニット型

LT-B

間口:1800・2400・3000・3600mm

型式		LTC□-□6CB-BD				奥行:1650mm		●開き戸内の棚板はオプションです。	
						高さ:850(1900)mm			
		間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm	
下台形状	フラット 開き+引出し	—	—		LTCA-186CB-BD A004903	LTCA-246CB-BD A004904	LTCA-306CB-BD A004905	LTCA-366CB-BD A004906	
	ケコミ 開き+引出し				LTCB-186CB-BD A004907	LTCB-246CB-BD A004908	LTCB-306CB-BD A004909	LTCB-366CB-BD A004910	
	フラット 開き				LTCC-186CB-BD A004911	LTCC-246CB-BD A004912	LTCC-306CB-BD A004913	LTCC-366CB-BD A004914	
	ケコミ 開き				LTCD-186CB-BD A004915	LTCD-246CB-BD A004916	LTCD-306CB-BD A004917	LTCD-366CB-BD A004918	

収納戸棚+アルミシェルフユニット型

LT-B

間口:1800・2400・3000・3600mm

型式		LTC□-□6CB-BE			奥行:1650mm 高さ:850(1900)mm		●開き戸内の棚板はオプションです。	
間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm	
下台形状	フラット 開き+引出し	—	—	LTCA-186CB-BE A004919	LTCA-246CB-BE A004920	LTCA-306CB-BE A004921	LTCA-366CB-BE A004922	
	ケコミ 開き+引出し			LTCB-186CB-BE A004923	LTCB-246CB-BE A004924	LTCB-306CB-BE A004925	LTCB-366CB-BE A004926	
	フラット 開き			LTCC-186CB-BE A004927	LTCC-246CB-BE A004928	LTCC-306CB-BE A004929	LTCC-366CB-BE A004930	
	ケコミ 開き			LTCD-186CB-BE A004931	LTCD-246CB-BE A004932	LTCD-306CB-BE A004933	LTCD-366CB-BE A004934	

収納棚ユニット型

LT-B

間口:1800・2400・3000・3600mm

型式		LTC□-□6CB-BF			奥行:1650mm	●開き戸内の棚板はオプションです。	
					高さ:850(1900)mm		
間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	フラット 開き+引出し	—	—	LTCA-186CB-BF A004935	LTCA-246CB-BF A004936	LTCA-306CB-BF ★ A004937	LTCA-366CB-BF A004938
	ケコミ 開き+引出し			LTCB-186CB-BF A004939	LTCB-246CB-BF A004940	LTCB-306CB-BF A004941	LTCB-366CB-BF A004942
	フラット 開き			LTCC-186CB-BF A004943	LTCC-246CB-BF A004944	LTCC-306CB-BF A004945	LTCC-366CB-BF A004946
	ケコミ 開き			LTCD-186CB-BF A004947	LTCD-246CB-BF A004948	LTCD-306CB-BF A004949	LTCD-366CB-BF A004950

★: 下の組合せ例

上台バリエーション



ベースユニット



フレームユニット



アルミシェルフユニット



収納戸棚ユニット



収納戸棚+アルミシェルフユニット



収納棚ユニット

組合せ例



「フラット、開き+引出し」
+
「収納棚ユニット」

LTCA-306CB-BF

間口3000×奥行1650×高さ1900(mm)

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品写真はイメージです。

ベースユニット型

LT-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式	LTF□-□9CB-BA		奥行:900mm	●開き戸内の棚板はオプションです。		
			高さ:850mm			
間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
フラット 開き	LTFA-129CB-BA A004951	LTFA-159CB-BA A004952	LTFA-189CB-BA A004953	LTFA-249CB-BA A004954	LTFA-309CB-BA A004955	LTFA-369CB-BA A004956
ケコミ 開き	LTFB-129CB-BA A004957	LTFB-159CB-BA A004958	LTFB-189CB-BA A004959	LTFB-249CB-BA A004960	LTFB-309CB-BA A004961	LTFB-369CB-BA A004962
フラット 引出し/開き	LTFC-129CB-BA A004963	LTFC-159CB-BA A004964	LTFC-189CB-BA A004965	LTFC-249CB-BA A004966	LTFC-309CB-BA A004967	—
ケコミ 引出し/開き	LTFD-129CB-BA A004968	LTFD-159CB-BA A004969	LTFD-189CB-BA A004970	LTFD-249CB-BA A004971	LTFD-309CB-BA A004972	
ケコミ 開き/引出し	—	LTFE-159CB-BA A004973	LTFE-189CB-BA A004974	—	—	
フラット 引出し	LTFF-129CB-BA A004975	—	—	—	—	
フラット 開き+引出し	—		LTFG-189CB-BA A004976	LTFG-249CB-BA A004977	LTFG-309CB-BA A004978	LTFG-369CB-BA A004979
ケコミ 開き+引出し	—		LTFH-189CB-BA A004980	LTFH-249CB-BA A004981	LTFH-309CB-BA A004982	LTFH-369CB-BA A004983

フレームユニット型

LT-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式	LTF□-□9CB-BB		奥行:900mm	●開き戸内の棚板はオプションです。		
			高さ:850(1900)mm			
間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
フラット 開き	LTFA-129CB-BB A004984	LTFA-159CB-BB A004985	LTFA-189CB-BB A004986	LTFA-249CB-BB A004987	LTFA-309CB-BB A004988	LTFA-369CB-BB A004989
ケコミ 開き	LTFB-129CB-BB A004990	LTFB-159CB-BB A004991	LTFB-189CB-BB A004992	LTFB-249CB-BB A004993	LTFB-309CB-BB A004994	LTFB-369CB-BB A004995
フラット 引出し/開き	LTFC-129CB-BB A004996	LTFC-159CB-BB A004997	LTFC-189CB-BB A004998	LTFC-249CB-BB A004999	LTFC-309CB-BB A005000	—
ケコミ 引出し/開き	LTFD-129CB-BB A005001	LTFD-159CB-BB A005002	LTFD-189CB-BB A005003	LTFD-249CB-BB A005004	LTFD-309CB-BB A005005	
ケコミ 開き/引出し	—	LTFE-159CB-BB A005006	LTFE-189CB-BB A005007	—	—	
フラット 引出し	LTFF-129CB-BB A005008	—	—	—	—	
フラット 開き+引出し	—		LTFG-189CB-BB A005009	LTFG-249CB-BB A005010	LTFG-309CB-BB A005011	LTFG-369CB-BB A005012
ケコミ 開き+引出し	—		LTFH-189CB-BB A005013	LTFH-249CB-BB A005014	LTFH-309CB-BB A005015	LTFH-369CB-BB A005016

アルミシェルフユニット型

LT-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式	LTF□-□9CB-BC		奥行:900mm	●開き戸内の棚板はオプションです。		
			高さ:850(1900)mm			
間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
フラット 開き	LTFA-129CB-BC A005017	LTFA-159CB-BC A005018	LTFA-189CB-BC A005019	LTFA-249CB-BC A005020	LTFA-309CB-BC A005021	LTFA-369CB-BC A005022
ケコミ 開き	LTFB-129CB-BC A005023	LTFB-159CB-BC A005024	LTFB-189CB-BC A005025	LTFB-249CB-BC A005026	LTFB-309CB-BC A005027	LTFB-369CB-BC A005028
フラット 引出し/開き	LTFC-129CB-BC A005029	LTFC-159CB-BC A005030	LTFC-189CB-BC A005031	LTFC-249CB-BC A005032	LTFC-309CB-BC A005033	—
ケコミ 引出し/開き	LTFD-129CB-BC A005034	LTFD-159CB-BC A005035	LTFD-189CB-BC A005036	LTFD-249CB-BC A005037	LTFD-309CB-BC A005038	
ケコミ 開き/引出し	—	LTFE-159CB-BC A005039	LTFE-189CB-BC A005040	—	—	
フラット 引出し	LTFF-129CB-BC A005041	—	—	—	—	
フラット 開き+引出し	—		LTFG-189CB-BC A005042	LTFG-249CB-BC A005043	LTFG-309CB-BC A005044	LTFG-369CB-BC A005045
ケコミ 開き+引出し	—		LTFH-189CB-BC A005046	LTFH-249CB-BC A005047	LTFH-309CB-BC A005048	LTFH-369CB-BC A005049

下台バリエーション1

フラット(開き)



画像は間口1200mmのイメージです。

ケコミ(開き)



画像は間口1200mmのイメージです。

フラット(引出し/開き)



画像は間口1200mmのイメージです。

ケコミ(引出し/開き)



画像は間口1500mmのイメージです。

収納戸棚ユニット型

LT-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式	LTF□-□9CB-BD			奥行:900mm 高さ:850(1900)mm	●開き戸内の棚板はオプションです。			
間口			1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	フラット 開き		LTFA-129CB-BD A005050	LTFA-159CB-BD A005051	LTFA-189CB-BD A005052	LTFA-249CB-BD A005053	LTFA-309CB-BD A005054	LTFA-369CB-BD A005055
	ケコミ 開き		LTFB-129CB-BD A005056	LTFB-159CB-BD A005057	LTFB-189CB-BD A005058	LTFB-249CB-BD A005059	LTFB-309CB-BD A005060	LTFB-369CB-BD A005061
	フラット ⑤引出し/⑥開き		LTFC-129CB-BD A005062	LTFC-159CB-BD A005063	LTFC-189CB-BD A005064	LTFC-249CB-BD A005065	LTFC-309CB-BD A005066	—
	ケコミ ⑤引出し/⑥開き		LTFD-129CB-BD A005067	LTFD-159CB-BD A005068	LTFD-189CB-BD A005069	LTFD-249CB-BD A005070	LTFD-309CB-BD A005071	
	ケコミ ⑤開き/⑥引出し		—	LTFE-159CB-BD A005072	LTFE-189CB-BD A005073	—	—	
	フラット 引出し		LTFF-129CB-BD A005074	—	—	—	—	
	フラット 開き+引出し		—	—	LTFG-189CB-BD A005075	LTFG-249CB-BD A005076	LTFG-309CB-BD A005077	LTFG-369CB-BD A005078
	ケコミ 開き+引出し		—	—	LTFH-189CB-BD A005079	LTFH-249CB-BD A005080	LTFH-309CB-BD A005081	LTFH-369CB-BD A005082

収納戸棚+アルミシェルフユニット型

LT-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式

LTF□-□9CB-BE

奥行:900mm

高さ:850(1900)mm

●開き戸内の棚板はオプションです。

間口

1200mm

1500mm

1800mm

2400mm

3000mm

3600mm

フラット開き

LTFA-129CB-BE
A005083

LTFA-159CB-BE
A005084

LTFA-189CB-BE
A005085

LTFA-249CB-BE
A005086

LTFA-309CB-BE
A005087

LTFA-369CB-BE
A005088

ケコミ開き

LTFB-129CB-BE
A005089

LTFB-159CB-BE
A005090

LTFB-189CB-BE
A005091

LTFB-249CB-BE
A005092

LTFB-309CB-BE
A005093

LTFB-369CB-BE
A005094

フラット
⑤引出し/⑥開き

LTFC-129CB-BE
A005095

LTFC-159CB-BE
A005096

LTFC-189CB-BE
A005097

LTFC-249CB-BE
A005098

LTFC-309CB-BE
A005099

ケコミ
⑤引出し/⑥開き

LTFD-129CB-BE
A005100

LTFD-159CB-BE
A005101

LTFD-189CB-BE
A005102

LTFD-249CB-BE
A005103

LTFD-309CB-BE
A005104

ケコミ
⑤開き/⑥引出し

—

LTFE-159CB-BE
A005105

LTFE-189CB-BE
A005106

—

—

フラット引出し

LTFF-129CB-BE
A005107

—

—

—

—

フラット
開き+引出し

—

—

LTFG-189CB-BE
A005108

LTFG-249CB-BE
A005109

LTFG-309CB-BE
A005110

LTFG-369CB-BE
A005111

ケコミ
開き+引出し

—

—

LTFH-189CB-BE
A005112

LTFH-249CB-BE
A005113

LTFH-309CB-BE
A005114

LTFH-369CB-BE
A005115

下台形状

収納棚ユニット型

LT-B

間口:1200・1500・1800・2400・3000・3600mm

型式

LTF□-□9CB-BF

奥行:900mm

高さ:850(1900)mm

●開き戸内の棚板はオプションです。

間口

1200mm

1500mm

1800mm

2400mm

3000mm

3600mm

フラット開き

LTFA-129CB-BF
A005116

LTFA-159CB-BF
A005117

LTFA-189CB-BF
A005118

LTFA-249CB-BF
A005119

LTFA-309CB-BF
A005120

LTFA-369CB-BF
A005121

ケコミ開き

LTFB-129CB-BF
A005122

LTFB-159CB-BF
A005123

LTFB-189CB-BF
A005124

LTFB-249CB-BF
A005125

LTFB-309CB-BF
A005126

LTFB-369CB-BF
A005127

フラット
⑤引出し/⑥開き

LTFC-129CB-BF
A005128

LTFC-159CB-BF
A005129

LTFC-189CB-BF
A005130

LTFC-249CB-BF
A005131

LTFC-309CB-BF
A005132

ケコミ
⑤引出し/⑥開き

LTFD-129CB-BF
A005133

LTFD-159CB-BF
A005134

LTFD-189CB-BF
A005135

LTFD-249CB-BF
A005136

LTFD-309CB-BF
A005137

ケコミ
⑤開き/⑥引出し

—

LTFE-159CB-BF
A005138

LTFE-189CB-BF
A005139

—

—

フラット引出し

LTFF-129CB-BF
A005140

—

—

—

—

フラット
開き+引出し

—

—

LTFG-189CB-BF
A005141

LTFG-249CB-BF
A005142

LTFG-309CB-BF
A005143

LTFG-369CB-BF
A005144

ケコミ
開き+引出し

—

—

LTFH-189CB-BF
A005145

LTFH-249CB-BF
A005146

LTFH-309CB-BF
A005147

LTFH-369CB-BF
A005148

下台形状

下台バリエーション2

ケコミ(⑤開き/⑥引出し)



画像は間口1500mmのイメージです。

フラット(引出し)



画像は間口1200mmのイメージです。

フラット(開き+引出し)



画像は間口2400mmのイメージです。

ケコミ(開き+引出し)



画像は間口2400mmのイメージです。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品写真はイメージです。

標準形

LS

間口:1800・2400・3000・3600mm

型式


LSCA□-□5T

奥行:1500mm


高さ:850mm

●カートユニットはLSUN-4C×2、LSUN-6C×2を付属。


LSCA3型寸法図 (mm)
185T




245T



305T/365T
305T型のケンドン枚数は片面4枚



側面図



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	—	—	LSCA-185T A005149	LSCA-245T A005150	LSCA-305T A005151	LSCA-365T A005152
	吊引出し			LSCA2-185T A005153	LSCA2-245T A005154	LSCA2-305T A005155	LSCA2-365T A005156
	吊引出し+カート			LSCA3-185T A005157	LSCA3-245T A005158	LSCA3-305T A005159	LSCA3-365T A005160

試薬棚付き

LS

間口:1800・2400・3000・3600mm

型式


LSCB□-□5T

奥行:1500mm


高さ:850(1950)mm

●カートユニットはLSUN-4C×2、LSUN-6C×2を付属。


LSCB3型寸法図 (mm)
185T




245T



305T/365T
305T型のケンドン枚数は片面4枚



側面図



画像は間口3000mmです。

間口		1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
下台形状	甲板のみ	—	—	LSCB-185T A005161	LSCB-245T A005162	LSCB-305T A005163	LSCB-365T A005164
	吊引出し			LSCB2-185T A005165	LSCB2-245T A005166	LSCB2-305T A005167	LSCB2-365T A005168
	吊引出し+カート			LSCB3-185T A005169	LSCB3-245T A005170	LSCB3-305T A005171	LSCB3-365T A005172

流し台付き

LS

間口:2400・3000・3600mm


型式

LSCC□-□5T


奥行:1500mm

高さ:850(1000)mm


LS003型寸法図(mm)
245T




305T



365T



側面図



画像は間口3600mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
甲板のみ				LSCC-245T A005173	LSCC-305T A005174	LSCC-365T A005175
下台形状 吊引出し	—	—	—	LSCC2-245T A005176	LSCC2-305T A005177	LSCC2-365T A005178
吊引出し+カート				LSCC3-245T A005179	LSCC3-305T A005180	LSCC3-365T A005181

流し台+試薬棚付き

LS

間口:2400・3000・3600mm


型式

LSCE□-□5T


奥行:1500mm

高さ:850(1950)mm


LSCE3型寸法図(mm)
245T




305T



365T



側面図



画像は間口3600mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
甲板のみ				LSCE-245T A005182	LSCE-305T A005183	LSCE-365T A005184
下台形状 吊引出し	—	—	—	LSCE2-245T A005185	LSCE2-305T A005186	LSCE2-365T A005187
吊引出し+カート				LSCE3-245T A005188	LSCE3-305T A005189	LSCE3-365T A005190

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品写真はイメージです。

標準形

LS

間口:1200・1500・1800・2400・3000mm

型式

LSFA□-□7T


奥行:750mm

高さ:850mm


●カートユニットはLSUN-4C×1、LSUN-6C×1を付属。

LSFA3型寸法図 (mm)


127T



157T




187T




247T/307T

247T型の吊引出しは4杯



側面図



画像は間口1800mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
甲板のみ	LSFA-127T A005191	LSFA-157T A005192	LSFA-187T A005193	LSFA-247T A005194	LSFA-307T A005195	—
下台形状 吊引出し	LSFA2-127T A005196	LSFA2-157T A005197	LSFA2-187T A005198	LSFA2-247T A005199	LSFA2-307T A005200	
吊引出し+カート	LSFA3-127T A005201	LSFA3-157T A005202	LSFA3-187T A005203	LSFA3-247T A005204	LSFA3-307T A005205	

試薬棚付き

LS

間口:1200・1500・1800・2400・3000mm

型式

LSFB□-□7T


奥行:750mm

高さ:850(1950)mm


●カートユニットはLSUN-4C×1、LSUN-6C×1を付属。

LSFB3型寸法図 (mm)


127T



157T




187T




247T/307T

247T型の吊引出しは4杯



側面図



画像は間口1800mmです。

間口	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm	3000mm	3600mm
甲板のみ	LSFB-127T A005206	LSFB-157T A005207	LSFB-187T A005208	LSFB-247T A005209	LSFB-307T A005210	—
下台形状 吊引出し	LSFB2-127T A005211	LSFB2-157T A005212	LSFB2-187T A005213	LSFB2-247T A005214	LSFB2-307T A005215	
吊引出し+カート	LSFB3-127T A005216	LSFB3-157T A005217	LSFB3-187T A005218	LSFB3-247T A005219	LSFB3-307T A005220	

ガスコック・コンセント

ガスコック

LS-B

LU-B

LP-B

LT-B

LS

共通仕様：流量1.2L/h



GO15-12P

1口ヒューズコック（壁付用）

商品コード：182223



GO13-12P

1口ヒューズコック（台付用）

商品コード：182224



GO25-12P

2口ヒューズコック（壁付用）

商品コード：A001502



GO23-12P

2口ヒューズコック（台付用）

商品コード：182213

コンセント

LS-B

LU-B

LP-B

LT-B

LS



ボックス型

接地 15A 125V

ボックス型ダブルコンセント


外形寸法 (mm)
125 (幅) × 85 (奥行) × 74 (高さ)

YEC-05 (片面)

商品コード：183050

YEC-06 (両面)


商品コード：183051



**埋込抜け止め接地
コンセント**

接地 15A 125V


商品コード：100000



**埋込抜け止め接地
ダブルコンセント**

接地 15A 125V


商品コード：100000



**引掛露出
コンセント**

接地 2P 15A 125V


商品コード：100000



**抜け止め接地露出
ダブルコンセント**

接地 15A 125V


商品コード：100000



**引掛埋込接地
コンセント**

接地 2P 20A 250V

商品コード：100000



**引掛埋込接地
コンセント**

接地 2P 30A 250V


商品コード：100000



**引掛埋込接地
コンセント**

接地 2P 15A 125V

商品コード：100000



**引掛埋込接地
コンセント**

接地 3P 30A 250V

商品コード：100000



流し台

LS-B LU-B LP-B LT-B LS

間口:1200・1500・1650・1800mm


多機能パネルと組み合わせ可能なスチール製流し台です。トレスパ作業面にシンクを埋め込んでいます。

型式	LSSA-□9T
----	----------


奥行:900mm
高さ:850(1150)mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 作業面:トレスパ20mm厚、シンク:SUS製、セラミック塗装
- シングルレバー式混合水栓×1を付属。

LSSA型寸法図(mm)



側面図



画像は間口1650mmです。


間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1650mm	1800mm
トレスパ甲板+セラミック塗装シンク埋め込み	—	—	LSSA-129T A005221	LSSA-159T A005222	LSSA-169T A005223	LSSA-189T A005224

型式	LSSB-□9T
----	----------


奥行:900mm
高さ:850(1150)mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 作業面:トレスパ20mm厚、シンク:SUS製
- シングルレバー式混合水栓×1を付属。

LSSB型寸法図(mm)



側面図



画像は間口1650mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1650mm	1800mm
トレスパ甲板+SUS製シンク埋め込み	—	—	LSSB-129T A005225	LSSB-159T A005226	LSSB-169T A005227	LSSB-189T A005228

LS-Bシリーズとの
組み合わせ例



流し台

LS-B LU-B LP-B LT-B LS

間口:1200・1500・1650・1800mm

多機能パネルと組み合わせも可能なスチール製流し台。

型式	LSSC-□9
----	---------


奥行:900mm

高さ:850(1000)mm


- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- シンク:SUS製
- 3方口化学水栓×1を付属。

LSSC型寸法図(mm)

ケンドン枚数:129型は1枚



側面図



画像は間口1650mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1650mm	1800mm
SUS製全槽シンク	—	—	LSSC-129 A005229	LSSC-159 A005230	LSSC-169 A005231	LSSC-189 A005232

型式	LSSD-□9
----	---------


奥行:900mm

高さ:850(1000)mm


- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- シンク:SUS製
- 3方口化学水栓×1を付属。

LSSD型寸法図(mm)

ケンドン枚数:129型は1枚



側面図



画像は間口1650mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1650mm	1800mm
SUS製片水切りシンク	—	—	LSSD-129 A005233	LSSD-159 A005234	LSSD-169 A005235	LSSD-189 A005236

収納戸棚ユニットとの
組み合わせ例



流し台

LS-B

LU-B

LS

間口:600・900・1200・1500・1650・1800mm


スチール製の流し台です。シンク形状の異なる4モデルをラインアップ。

型式	LSSE-□6/7
----	-----------

奥行:600/750mm

高さ:850(1000)mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- シンク:SUS製
- 3方口化学水栓×1を付属。



画像は間口1500mmです。


間口		600mm	900mm	1200mm	1500mm	1650mm	1800mm
SUS製 全槽シンク	奥行:600mm	—	—	—	LSSE-156 A005242	LSSE-166 A005243	—
	奥行:750mm	LSSE-67 A005237	LSSE-97 A005238	LSSE-127 A005239	LSSE-157 A005240	—	LSSE-187 A005241

型式	LSSF-□7
----	---------

奥行:750mm

高さ:850(1000)mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- シンク:SUS製
- 3方口化学水栓×1、1方口自在水栓を付属。



画像は間口1500mmです。

間口		600mm	900mm	1200mm	1500mm	1650mm	1800mm
SUS製2槽シンク+開き戸		—	—	LSSF-127 A005244	LSSF-157 A005245	—	LSSF-187 A005246

木製タイプの流し台につきましては、
Lab Scape System LP/LT シリーズカタログをご参照願います。



この表紙が目印



流し台・水切板

流し台

LS-B

LU-B

LS

間口:1200・1500・1800mm

スチール製の流し台です。シンク形状の異なる4モデルをラインアップ。


型式	LSSG-□7
----	---------

奥行:750mm


高さ:850(1000)mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- シンク:SUS製
- 3方口化学水栓×1を付属。


LSSG型寸法図 (mm)
127



157/187



側面図



画像は間口1500mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1650mm	1800mm
SUS製片水切りシンク	—	—	LSSG-127 A005247	LSSG-157 A005248	—	LSSG-187 A005249


型式	LSSH-□7T
----	----------

奥行:750mm


高さ:850(1000)mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 作業面:トレスパ20mm厚、シンク:SUS製
- 3方口化学水栓×1を付属。


LSSH型寸法図 (mm)
127T



157T/187T



側面図



画像は間口1500mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1650mm	1800mm
トレスパ甲板+ SUS製シンク埋め込み	—	—	LSSH-127T A005250	LSSH-157T A005251	—	LSSH-187T A005252

水切板(ステンレス製)

LS-B

LU-B

LP-B

LT-B

LS

間口:300mm

ステンレス製の水切板です。流し台用のオプションです。

型式	USX-5
----	-------

奥行:610mm

高さ:55mm

間口	300mm
流し台用オプション	U S X - 5 106788



USX-5

薬品器具戸棚(サイド用)

LS-B LU-B LS


間口:900・1200・1500・1800mm

上段:ガラス引違い戸、下段:開き戸で構成されたスチール製の薬品器具戸棚。

型式	LSLA-□4
----	---------

奥行:450mm
高さ:1800mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 開き戸、ラッチ機構付き
- 耐荷重:可動棚:60kg/段
- シリンダ錠付き



画像は間口900mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
ガラス引違い戸+開き戸	—	LSLA-94 A005256	LSLA-124 A005257	LSLA-154 A005258	LSLA-184 A005259	—

薬品器具戸棚(サイド用)

LS-B LU-B LS


間口:900・1200・1500・1800mm

上段:ガラス引違い戸、下段:引出し、開き戸で構成されたスチール製の薬品器具戸棚。

型式	LSLB-□4
----	---------

奥行:450mm
高さ:1800mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 引出し、開き戸、ラッチ機構付き
- 耐荷重:可動棚:60kg/段、引出し:15kg/杯
- シリンダ錠付き



画像は間口1500mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
ガラス引違い戸+開き戸+引出し	—	LSLB-94 A005260	LSLB-124 A005261	LSLB-154 A005262	LSLB-184 A005263	—

コーナー実験台

LS

間口:950mm


研究室の隅を有効活用できるスチール製コーナー実験台。

型式	LSFP-97T
----	----------

奥行:950mm
高さ:850mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 甲板:トレス/20mm厚(標準色:黒)
- 耐荷重:200kg/スパン

LSFP-97T型寸法図(mm) 側面図



画像は間口950mmです。

間口	600mm	950mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
コーナー形	—	LSFP-97T A005264	—	—	—	—

試薬棚(中央実験台用)

LS

間口:1200・1500・1800mm

スチール製の中央実験台用試薬棚。



型式	LSRA-□3
----	---------

奥行:300mm
高さ:1100mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 棚耐荷重:20kg/段
- 落下防止パイプ付き

LSRA-3型寸法図(mm)
1 2 3 / 1 5 3 / 1 8 3

側面図



画像は間口1500mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
落下防止パイプ付き	—	—	LSRA-123 A005265	LSRA-153 A005266	LSRA-183 A005267	—

試薬棚(サイド実験台用)

LS

間口:1200・1500・1800mm

スチール製のサイド実験台用試薬棚。


型式	LSRB-□2
----	---------

奥行:200mm
高さ:1100mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 棚耐荷重:20kg/段
- 落下防止パイプ付き

LSRB-2型寸法図(mm)
1 2 2 / 1 5 2 / 1 8 2

側面図



画像は間口1500mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
落下防止パイプ付き	—	—	LSRB-122 A005268	LSRB-152 A005269	LSRB-182 A005270	—

吊戸棚

LS-B

LU-B

LS

間口:600・900mm

研究室の上部スペースを有効活用できるスチール製吊戸棚。


型式	LSHA-□3
----	---------

奥行:300mm
高さ:600mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 開き戸:ラッチ機構付き
- 本体耐荷重:30kg

LSHA-3型寸法図(mm)
6 3 / 9 3

側面図



画像は間口900mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
開き戸	LSHA-63 A005253	LSHA-93 A005254	—	—	—	—

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●製品写真はイメージです。

作業台

LS-B

LU-B

LS

間口:1200・1500・1800mm

重量のある装置も積載可能な作業台。

型式	LSWA-□6L/7L/9L
----	----------------



奥行:600/750/900mm

高さ:850mm

- 本体:スチール製
- 天板:ロンリウム
- 最大積載質量(等分布載荷):350kg

LSWA型寸法図(mm)

側面図



画像は間口1500×奥行750mmです。

間口		600mm	900mm	1200mm	1500mm	1650mm	1800mm
最大積載質量 350kg仕様 天板: ロンリウム	奥行:600mm	—	—	LSWA-126L A005271	LSWA-156L A005274	—	LSWA-186L A005277
	奥行:750mm	—	—	LSWA-127L A005272	LSWA-157L A005275	—	LSWA-187L A005278
	奥行:900mm	—	—	LSWA-129L A005273	LSWA-159L A005276	—	LSWA-189L A005279

型式	LSWA2-□6L/7L/9L
----	-----------------



奥行:600/750/900mm

高さ:850mm

- 本体:スチール製
- 天板:ロンリウム
- 最大積載質量(等分布載荷):500kg

LSWA2型寸法図(mm)

側面図



画像は間口1500×奥行750mmです。

間口		600mm	900mm	1200mm	1500mm	1650mm	1800mm
最大積載質量 500kg仕様 天板: ロンリウム	奥行:600mm	—	—	LSWA2-126L A005280	LSWA2-156L A005283	—	LSWA2-186L A005286
	奥行:750mm	—	—	LSWA2-127L A005281	LSWA2-157L A005284	—	LSWA2-187L A005287
	奥行:900mm	—	—	LSWA2-129L A005282	LSWA2-159L A005285	—	LSWA2-189L A005288

型式	LSWA3-□6L/7L/9L
----	-----------------



奥行:600/750/900mm

高さ:850mm

- 本体:スチール製
- 天板:ロンリウム
- 最大積載質量(等分布載荷):1200kg

LSWA3型寸法図(mm)

側面図



画像は間口1500×奥行750mmです。

間口		600mm	900mm	1200mm	1500mm	1650mm	1800mm
最大積載質量 1200kg仕様 天板: ロンリウム	奥行:600mm	—	—	LSWA3-126L A005289	LSWA3-156L A005292	—	LSWA3-186L A005295
	奥行:750mm	—	—	LSWA3-127L A005290	LSWA3-157L A005293	—	LSWA3-187L A005296
	奥行:900mm	—	—	LSWA3-129L A005291	LSWA3-159L A005294	—	LSWA3-189L A005297

作業台

LP-B LT-B

間口:900・1200・1500・1800・2400mm

スチール製の作業台。シンプルモデル、吊引出し付きモデル、吊引出し+カートユニット付きモデルをラインアップ。


型式	LPWA-□7CB
----	-----------

奥行:750mm


- 本体:スチール製、溶剤塗装仕上げ
- 甲板:ケミトップ20mm仕上げ(標準色:黒)

高さ:850mm


LPWA型寸法図(mm)
97CB/127CB/157CB



187CB/247CB



側面図



画像は間口1800mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
甲板のみ	—	LPWA-97CB A004300	LPWA-127CB A004301	LPWA-157CB A004302	LPWA-187CB A004303	LPWA-247CB A004304


型式	LPWA2-□7CB
----	------------

奥行:750mm


- 本体:スチール製、溶剤塗装仕上げ
- 甲板:ケミトップ20mm仕上げ(標準色:黒)

高さ:850mm


LPWA2型寸法図(mm)
97CB/127CB/157CB



187CB/247CB



側面図



画像は間口1800mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
吊引出し	—	LPWA2-97CB A004305	LPWA2-127CB A004306	LPWA2-157CB A004307	LPWA2-187CB A004308	LPWA2-247CB A004309


型式	LPWA3-□7CB
----	------------

奥行:750mm


- 本体:スチール製、溶剤塗装仕上げ
- 甲板:ケミトップ20mm仕上げ(標準色:黒)
- カートユニットの開き戸内の棚板はオプションです。
- カートユニットはLPWA-5×1、LPUC-5×1(間口900、1200mmタイプはLPWA-5×1)を付属。

高さ:850mm


LPWA3型寸法図(mm)
97CB/127CB




157CB



187CB/247CB



側面図



画像は間口1800mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
吊引出し+カート	—	LPWA3-97CB A004310	LPWA3-127CB A004311	LPWA3-157CB A004312	LPWA3-187CB A004313	LPWA3-247CB A004314

天秤台

LS-B

LU-B

LS

間口:900・1200・1800mm

スチール製の天秤台。シンプルなモデル、開き戸付きモデル、防振式天秤台(セミマイクロ用)をラインアップ。

型式


LSBA-□6

奥行:600mm


高さ:800mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 開き戸:ラッチ機構付き
- 甲板:人造石(テラゾー)


LSBA型寸法図(mm)
96/126



186



側面図



画像は間口1200mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
開き戸付き	—	LSBA-96 A005298	LSBA-126 A005299	—	LSBA-186 A005300	—

型式


LSBB-□6

奥行:600mm


高さ:800mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 甲板:人造石(テラゾー)


LSBB型寸法図(mm)
96/126



186



側面図



画像は間口900mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
—	—	LSBB-96 A005301	LSBB-126 A005302	—	LSBB-186 A005303	—

型式


LSBC-□7

奥行:750mm


高さ:800mm

- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 甲板:メラミン樹脂化粧板および一般構造用圧延鋼板


LSBC型寸法図(mm)
97/127



187



側面図



画像は間口900mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
防振式天秤台(セミマイクロ用)	—	LSBC-97 A005304	LSBC-127 A005305	—	LSBC-187 A005306	—

LC/MS台

LS-B LU-B LP-B LT-B LS

間口:1500・1800mm


耐荷重300kg/スパンでLC/MSなどの分析機器を搭載することが可能です。

型式	LMA-□7T/9T
----	------------


奥行:750/900mm
高さ:800mm

- 甲板:トレスバ20mm厚
- 材質:角形鋼管60×60×1.6t(mm)粉体塗装仕上げ

LMA型寸法図(mm)
157/187/159/189



側面図



画像は間口1500mm・奥行750mmです。

間口	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	2400mm
奥行:750mm	—	—	—	LMA-157T A001294	LMA-187T A001295	—
奥行:900mm	—	—	—	LMA-159T A001296	LMA-189T A001297	—

ポンプ収納庫

LS-B LU-B LP-B LT-B LS

間口:900mm

真空ポンプを収納することにより運転音を低減します。可動式パレットにより収納した真空ポンプの引出しが容易です。

型式	LMP-90
----	--------

奥行:550mm
高さ:710mm

- 排気ファンを取り付けることにより熱排気も可能です(特注対応)
- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 内装:消音材(グラスウール)
- 可動式パレット耐荷重:120kg

間口	900mm
LMP型	LMP-90 A001298



LMP-90

廃溶媒収納庫

LS-B LU-B LP-B LT-B LS

間口:410mm

LC/MS台専用の廃溶媒収納庫です。排気ダクトと組合せて廃溶媒の臭気を排気することも可能です。

型式	LMS-41
----	--------

奥行:450mm
高さ:600mm

- 10L用のポリタンクが2基収納可能です。(ポリタンクは別途)
- 本体:スチール製、粉体塗装仕上げ
- 耐荷重:40kg

間口	410mm
LMS型	LMS-41 A001299



LMS-41

カートユニット（スチール製）

木製
スチール製

カートユニット(スチール製)

LS-B

LS

間口:450mm

スチール製のカートユニットには、飛び出し防止機構を標準装備し、研究の安全性を高めます。

●カートユニットの開き戸内の棚板は標準です。

奥行:400mm

高さ:600mm

型式	LSUN-□C
----	---------

間口	450mm
引出し三段	LSUN-1C A005307
引出し・左開きコンビ	LSUN-2C A005308
引出し・右開きコンビ	LSUN-3C A005309
左開き	LSUN-4C A005310
右開き	LSUN-5C A005311
引出し三段(三段均等)	LSUN-6C A005312

ラッチ付き引出し、開き戸（スチール製の標準仕様）

地震など急な揺れ・振動による、引出し、開き戸の飛び出しをロック機構で防止します。



LSUN-1C



LSUN-2C



LSUN-3C



LSUN-4C



LSUN-5C



LSUN-6C

仕様

本体	スチール製、 粉体塗装仕上げ
引出し	スチール製、 粉体塗装仕上げ ラッチ付き、 スライドレール
開き戸	スチール製、 粉体塗装仕上げ ラッチ付き
取手	ABS樹脂
耐荷重	本体:25kg 可動棚15kg/段 引出し:15kg/杯 引出し(深):25kg/杯

カートユニット (木製)

木製
スチール製

カートユニット(木製)

LP-B

間口:450mm

吊引出し付の実験台にも収納可能なカートユニット。ドアや引出しがゆっくりと閉まるソフトクローザー仕様を標準装備。

型式	LPU□-5
間口	450mm
三段引出し	L P U A - 5 A003945
二段引出し	L P U B - 5 A003946
開き戸(左開き)	L P U C - 5 A003947
開き戸(右開き)	L P U D - 5 A003948

- カートユニットの開き戸内の棚板はオプションです。
- LPUB-5型の下段の引出しはソフトクローザーは働きません。

奥行:420mm

高さ:620mm



LPUA-5



LPUB-5



LPUC-5



LPUD-5

ソフトクローザー仕様(木製の標準仕様)

開き戸や引出しがゆっくりと閉まり、振動や衝撃音を吸収することで、安心で快適な実験を実現します。



型式	LPU□-6
間口	450mm
四段引出し	L P U A - 6 A003949
三段引出し	L P U B - 6 A003950
開き戸(左開き)	L P U C - 6 A003951
開き戸(右開き)	L P U D - 6 A003952
引出し+開き戸(左開き)	L P U E - 6 A003953
引出し+開き戸(右開き)	L P U F - 6 A003954

- カートユニットの開き戸内の棚板はオプションです。
- LPUB-6型の下段の引出しはソフトクローザーは働きません。

奥行:420mm

高さ:780mm



LPUA-6



LPUB-6



LPUC-6



LPUD-6

ソフトクローザー仕様(木製の標準仕様)

開き戸や引出しがゆっくりと閉まり、振動や衝撃音を吸収することで、安心で快適な実験を実現します。



仕様

本体	耐水パーティクルボード (防湿シート貼り)F☆☆☆☆
引出し	前板:耐水パーティクルボード (防湿シート貼り)F☆☆☆☆、 側板および先板:樹脂シート貼り パーティクルボード、 底板:化粧紙貼り MDF、 スライドレール (ソフトクローザー仕様)
開き戸	耐水パーティクルボード (防湿シート貼り)F☆☆☆☆、 ソフトクローザー仕様
取手	ABS樹脂
耐荷重	本体:20kg、引出し:15kg/杯



LPUE-6



LPUF-6

耐薬品性・耐久性に優れた甲板


標準甲板にはLS-B、LU-B、LSシリーズはトレスパ（標準色：黒）、LP-B、LT-Bシリーズはケミトップ（標準色：黒）を採用しています。使用薬品や実験内容により、ケミトップ、トレスパ、ケミサーフより選定可能です。

甲板種類

ケミトップ

LP-B LT-B


特に耐薬品性に優れた特殊アクリル系樹脂化粧板を表面材に用いた甲板です。LP/LTシリーズの標準甲板です。



トレスパ


LS-B LU-B LS

フェノール樹脂をセルロースファイバに含浸させ、高温高压で硬化させたノンアスベストの熱硬化性フェノール樹脂板です。高い耐薬品性を備えた実験用無垢甲板です。



ケミサーフ（オプション）


熱硬化性樹脂を表面材に用いた甲板です。高い耐薬品性、耐水性を持つ甲板です。




甲板の分割図

実験台の間口、奥行により、甲板は下記のように1～4つに分割されます。


-Bシリーズ実験台*1、LSシリーズサイド実験台（トレスパ時）
*1 -Bシリーズ中央実験台はベース/フレームユニットを挟んで両サイドに設置




-Bシリーズ実験台*1、LSシリーズサイド実験台（ケミトップ、ケミサーフ時）
*1 -Bシリーズ中央実験台はベース/フレームユニットを挟んで両サイドに設置




コーナー実験台
（トレスパ、ケミトップ、ケミサーフ共通）



LSシリーズ中央実験台（トレスパ時）



LSシリーズ中央実験台（ケミトップ、ケミサーフ時）



ChemiTop®



甲板のエッジに品名とQRコードを印刷したシールが貼ってあります。

QRコードを読み込ませることにより、甲板の仕様や耐薬品性をその場で確認することができます。



仕様一覧

甲板種類	色調	芯材	エッジ	仕上げ厚	表面硬度 (鉛筆硬度)	表面耐熱性
ケミトップ	● 黒*1 ● 紺 ● 緑 ● グレー	耐水パーティクルボード	ABS樹脂	20mm	4H*2	180℃*3 20分
トレスパ	● 黒*1 ○ 白 ● シルバー グレー	-	-	20mm	9H	180℃ 20分
ケミサーフ	● 黒	耐水パーティクルボード	ABS樹脂	20mm	9H*2	200℃*3

* 1 LS-B、LU-B、LSシリーズはトレスパの「黒」色、LP-B、LT-Bシリーズはケミトップの「黒」色が標準色です。その他はオプション色になります。別途お問い合わせください。
* 2 JIS K5600試験による。* 3 JIS K6902試験による。

耐薬品性試験結果

薬品名	濃度	ケミトップ	トレスパ	ケミサーフ
塩酸	1+6.2(塩酸+イオン交換水(mL))	A	A	A
	特級35.0～37.0%	A	A	A
王水(硝酸+塩酸)	体積比1:3	A	A	A
過塩素酸	精密分析用60.0～62.0%	A	A	A
クロム酸混液*1		A	A	B
混酸(硫酸+塩酸)	体積比1:1	A	A	A
混酸(硝酸+硫酸)	体積比1:1	B	B	B
硝酸	1+2(硝酸+イオン交換水(mL))	A	A	A
	特級69～70%	B	B	B
フッ化水素酸	1+1.3(フッ化水素酸+イオン交換水(mL))	A	C	B
	特級46.0～48.0%	A	C	B
硫酸	1+8.5(硫酸+イオン交換水(mL))	A	A	A
	特級95.0%以上	B	B	B
リン酸	1+3.2(リン酸+イオン交換水(mL))	A	A	A
	特級85.0%以上	A	A	A
酢酸	1+3.95(酢酸+イオン交換水(mL))	A	A	A
アンモニア水	一級28.0～30.0%	A	A	A
水酸化ナトリウム水溶液*2		A	B	A
水酸化ナトリウム水溶液	飽和	A	A	B
過マンガン酸カリウム水溶液	飽和	B	B	B
塩化第二鉄水溶液	飽和	A	A	A
アセトン	特級99.5%以上	A	A	B
酢酸メチル	一級98.0%以上	A	A	A
四塩化炭素	特級99.5%以上	A	A	A
メチルアルコール	特級99.8%以上	A	A	A
エチルアルコール	特級99.5%以上	A	A	B
クロロホルム	特級99.0%以上	A	A	B
キシレン	特級80%以上	A	A	B
石油ベンジン	特級留分(50～80℃)90%以上	A	A	A

* 1 ニクロム酸カリウム(容量分析用99.98%以上)10gをイオン交換水で溶解し全量100mLとした後、これに硫酸(特級95.0%以上)75mLを加え、混合して用いた。
* 2 水酸化ナトリウム(特級96.0%以上)20gをイオン交換水で溶解し全量100mLとして用いた。

試験方法

試験板に試験薬0.1～0.2mLを滴下し、時計皿で覆い室温で24時間放置した後、試験液を洗い落とし試験板の変化を肉眼にて観察。

評価基準

A	外観上変化が認められない
B	素地の露出は伴わないが、わずかな変化(目視では認められるが、指先では感じられない程度)が認められる
C	素地の露出は伴わないが、変化(指先で感じられる程度)が認められる
D	わずかに素地の露出が認められる
E	素地の露出が認められる

水栓（オプション）



グースネック水栓
T-41AS グースネック形
商品コード：182011



1 方口化学水栓（台付）
LF-101 台取付用、1 口
商品コード：182146



2 方口化学水栓（台付）
T-42B 台取付用、2 口
商品コード：182013



3 方口化学水栓（台付）
T-42C 台取付用、3 口
商品コード：182014



4 方口化学水栓（台付）
LF-104 台取付用、4 口
商品コード：182122



2 方口振分け化学水栓（台付）
T-43D 振分け式台取付用、4 口
商品コード：182018



1 方口自在水栓（台付）
A57J-13
商品コード：182128



1 方口自在水栓（台付）
A57JH-13
商品コード：182129



1 方口自在水栓（台付）
A5310-13
商品コード：182140



塩ビ水栓（台付）
PFY-301 塩ビ樹脂製
商品コード：A001545



アイウォッシャー（台付）
T-249RS
商品コード：182051



アイウォッシャー（台付・回転収納式）
洗眼器 402-S Type A 緊急用洗眼器
ANSI Z 358.1 準拠品
商品コード：A001420



シングルレバー式混合水栓（台付）
K8712JV-13
商品コード：182159



混合水栓（台付）
K87121JV-RJ
商品コード：182148



混合水栓（台付）
K61D-LH
商品コード：182153



シングルレバー式混合水栓
K8712E1JV-80D-13
商品コード：182143



シングルレバー式混合水栓
K87121E1JV-RJ
商品コード：182149



シングルレバー式混合水栓
K87580E1JV-13
商品コード：182145



シングルレバー式混合水栓
K47531EJ-1-RJ
商品コード：182142



先端脱着式3方口化学水栓（台付）
NS11CT11-F
商品コード：182067
右の継ぎ手を別途ご購入ください。



継ぎ手（泡沫タイプ）
P19201
商品コード：182068
継ぎ手は先端脱着式水栓本体と一緒にご購入ください。



継ぎ手（1 段タイプ）
P19301
商品コード：182069



継ぎ手（3 段タイプ）
P19302
商品コード：182070

ラボ用チェア

						
CR-F2	TD-2	TD-14LN-Z	TD-15LN-Z	T-160C	CR-FG5D-N3	
型 式	CR-F2	TD-2	TD-14LN-Z	TD-15LN-Z	T-160C	CR-FG5D-N3
商品コード	A000181	A001598	A001607	A001606	A001599	A000182
座面・背材質	ビニールレザー張り				ビニールレザー張り	
寸法 (mm)	φ 315×395 ～ 535SH	φ 330×400 ～ 520SH	φ 380×395 ～ 505SH	φ 380×490 ～ 680SH	400W×450D×720 ～ 820H, 390 ～ 490SH	400W×475D×810 ～ 1000H, 480 ～ 670SH
機能	手動上下調節		ガス上下調節		手動上下調節、背ロッキング	ガス上下調節、背ロッキング
	キャスター付	樹脂固定脚	キャスター付		キャスター付	キャスター、脚リング付

GS シリーズ

	型 式	GS-010
	商品コード	A001412
	座面・背材質	ウレタンフォーム ビニールレザー張り
	脚部材質	樹脂成形脚
	寸法 (mm)	φ 385×425 ~ 515SH
	機能	ガス上下調節、 キャスター付

GS-010

●カラー (ビニールレザー張り)



ご注文時にカラーをご指定ください。

WS シリーズ

	
WS-020	WS-021

WS-020

WS-021

●カラー (ビニールレザー張り)



ご注文時にカラーをご指定ください。

型 式	WS-020	WS-021
商品コード	A001411	A001410
座面・背材質	ウレタンフォーム、ビニールレザー張り	
脚部材質	樹脂成形脚	
寸法 (mm)	φ 405×420 ~ 550SH	φ 405×495D×690 ~ 820H, 420 ~ 550SH
機能	ガス上下調節、キャスター付	

●オプション



固定脚 脚リング

CM シリーズ

	
CM-107	CM-106

CM-107

CM-106


CM-117

CM-117


CM-116

CM-116

SM シリーズ

	
SM-17	SM-16

SM-17

SM-16

シリーズ名	CM シリーズ				SM シリーズ	
型 式	CM-107	CM-106	CM-117	CM-116	SM-17	SM-16
商品コード	A001532	A001533	A001534	A001535	A001536	A001537
座面・背材質	ウレタンフォーム、ビニールレザー張り (抗菌、防汚)					
寸法 (mm)	φ 370×470D 770 ~ 925H×540 ~ 695SH	φ 370×470D 675 ~ 760H×445 ~ 530SH	φ 360×470D 770 ~ 925H×540 ~ 695SH	φ 360×470D 675 ~ 760H×445 ~ 530SH	φ 370×475 ~ 630H	φ 370×410 ~ 505SH
本体材質	クロームメッキ仕上		粉体塗装仕上 (シルバー)		クロームメッキ仕上	
座リング	あり	なし	あり	なし	あり	なし

●機能

背・座独立回転 (CM シリーズのみ)

背と座が単独で 360 度回転します。



ガス昇降



CM107、106
SM17、16

CM117、116

●カラー



VBK ブラック
VRE レッド
VBE ベージュ
VWH ホワイト
ご注文時にカラーをご指定ください。

●オプション



固定脚



Lab Scape System シリーズラインアップ



本カタログに掲載されていない「LP/LTシリーズ」に関しては、別カタログをご参照ください。

この表紙が目印

	LS-B	LU-B	LP-B	LT-B	LS	LP	LT
拡張性	○	○	○	○			
耐荷重	200kg	○	○		○		
100kg			○	○		○	○
カート	○		○		○	○	
収納機能							
キャビネット		○		○			○
スチール製	○	○			○		
材質	スチール/木製		○	○		○	○
木製							
ユニット構成	スチール製 カート収納 パネル連結	スチール製 キャビネット収納 パネル連結	スチールフレーム/木製 カート収納 パネル連結	木製 キャビネット収納 パネル連結	スチール製 カート収納	スチールフレーム/木製 カート収納	木製 キャビネット収納



LP シリーズ

耐水パーティクルボードとスチールフレームで組み上げた実験台



LPシリーズ

LT シリーズ

耐水パーティクルボードで組み上げた木製実験台



LTシリーズ

Lab Scape Systemをもっと知りたい。

既存の研究施設にLSSシリーズ実験台を追加したい

Lab Scape Systemは、実験台と多機能パネルを組み合わせ研究最適化空間を提供するだけでなく、実験台単体としても豊富な機能を持つ実験台です。お客様のご要望に合わせ、既存の研究環境に最適な実験台を提供いたします。

木製とスチール製の実験台を、研究用途に分けて同一空間に設置したい

Lab Scape Systemは、材質に関係なくデザインを統一しています。そのため製品材質が混在しても研究室内の景観を損ないません。研究内容に応じたゾーニングを展開することができます。

特注寸法の実験台に対応可能ですか？

一部の製品を除き、お客様のご要望に応える寸法で製作いたします。また他メーカー製理科学機器や各種製品を収納するための特注寸法にも対応いたします。お気軽にご相談ください。

研究室の一部改修工事を計画しています

Lab Scape Systemは、実験台と多機能パネルを組み合わせ研究空間を自由にレイアウトすることができます。そのため改修計画に沿った最適な研究空間を提供します。



注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889



科学技術の進歩・発展のために

ヤマト科学株式会社

本社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525

●携帯電話からは 0570-064-525

●受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp

●メールでのお問い合わせはヤマト科学ウェブサイトより受付しております



お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No:202204AT(3)P

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 仙台 (022)216-5701 前橋 (027)280-4650 筑波 (029)852-3411 北関東 (048)642-2569 千葉 (043)241-7085
東京 (03)5548-7126 東京北 (03)5939-4761 東京西 (042)352-3211 川崎 (044)540-3751 横浜 (045)828-1631 厚木 (046)224-6911
長野 (026)291-6001 静岡 (054)288-9025 名古屋 (052)202-3051 北陸 (076)443-8603 京滋 (075)343-7201 関西 (06)6101-3112
広島 (082)221-0921 山口 (083)974-4760 福岡 (092)263-7550

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

<海外拠点>

サンフランシスコ 重慶 上海
北京 廣州 西安
東莞 ケルン

このカタログの記載内容は2022年4月現在のものです。